

RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	UJI KUALITAS REAGEN ZEHL NEELSEN		
	No. Dokumen 952/I-SPO/DIR/VII/2024	No. Revisi 01	Halaman 1 / 1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 11 Juli 2024	Ditetapkan Oleh : PLT Direktur Rumah Sakit Prima Husada  dr. Nur Mazidah	
Pengertian	Pemantapan mutu internal adalah kegiatan pencegahan dan pengawasan yang dilakukan oleh masing masing laboratorium secara terus menerus agar tidak terjadi error/ penyimpangan sehingga diperoleh hasil yang tepat.		
Tujuan	Untuk mengetahui kualitas Reagen ziehl Neelsen		
Kebijakan	Peraturan Direktur No. 908.2/I-PDM/DIR/VI/2022 Tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Prima Husada.		
Prosedur	- Lakukan PMI uji kualitas reagen ZN yang meliputi : - Tahap Pra Analitik (persiapan alat, bahan pengambilan, pengiriman, distribusi dan penyimpanan specimen). - Tahap Analitik (pemeriksaan specimen). - Tahap Pasca Analitik (validasi hasil pemeriksaan, pencatatan hasil). - Siapkan peralatan, meliputi : - Reagensia ZN. - Bahan Sputum Positif dan Negatif. - Beri identitas pada slide. - Buat sediaan BTA positif Scanty dan BTA negatif, tunggu sampai kering dan lakukan fiksasi, kemudian simpan di dalam box slide. - Lakukan uji kualitas reagen ZN bila akan membuka batch reagen ZN yang baru. - Ambil satu slide BTA positif dan satu slide BTA negative, kemudian lakukan pengecatan dengan reagen ZN. - Lakukan pembacaan slide BTA yang telah diwarnai dibawah mikroskop dengan pembesaran 100x dengan minyak imersi. Jika pada slide BTA positif masih ditemukan BTA maka kualitas reagen ZN masih baik. - Lakukan pencatatan hasil pemeriksaan uji kualitas reagen ZN dengan format khusus yang menuliskan tanggal pelaksanaan uji fungsi, nomor batch reagen ZN, hasil pewarnaan beserta pembacaannya.		
Unit Terkait	Laboratorium		