

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PENGUNAAN <i>BLOOD BANK</i>		
	No. Dokumen	No. Revisi 00	Halaman 1 / 1

STANDART PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 04 November 2024	Ditetapkan Oleh : PLT Direktur RS Prima Husada  dr. Nur Mazidah
Pengertian	Blood Bank merupakan tempat penyimpanan darah sebelum darah di distribusikan ke pasien	
Tujuan	Sebagai acuan untuk menggunakan <i>blood bank</i> secara benar dan tepat	
Kebijakan	Peraturan direktur no 908.2/I-PDM/DIR/VI/2022 tentang Pedoman pelayanan instalasi laboratorium Rumah Sakit Prima Husada	
Prosedur	- Masukkan stop kontak ke sumber listrik terdekat - Masukkan komponen darah kedalam rak sesuai dengan golongan darah (A,B,O dan AB) - Segera tutup kembali saat mengambil atau menata darah agar tidak mempengaruhi suhu blood bank - Jangan menarik lebih dari 1 laci dalam waktu bersamaan saat mengambil atau memasukkan darah - Lakukan pemantauan suhu <i>blood bank</i> setiap hari - Lakukan pengecekan berkala (<i>maintenance</i>) setiap bulannya	
Unit Terkait	- Petugas BDRS - IPSRS	