



TELAAH PPI TENTANG SAFETY BOX

I. Persoalan atau Masalah



Safety box yang digunakan kembali pada saat ini (mulai 03 Februari 2023) yaitu safety box warna coklat, tidak sesuai dengan standar safety box yang seharusnya. Model safety box ini sudah pernah digunakan sebelumnya dan sudah dilakukan pengajuan telaah untuk tidak diajukan lagi pada 22 Juni 2022 (pada saat persiapan akreditasi RS Desember 2022) dan hanya direalisasi safety box kuning sesuai standart pada saat November akhir s.d akhir bulan Desember 2022 (pada saat ujian Akreditasi berlangsung).

Pada saat digunakan, penggunaannya juga harus merakit terlebih dahulu dengan menambahkan banyak isolasi untuk merekatkan bagian satu sama lain. Dari hasil telaah Juli 2024 yang pernah diajukan kembali, diperoleh saran untuk menambahkan polybag kuning kecil didalam safety box. Dimana peletakan safety boxnya perlu menggunakan perekat/isolasi lagi supaya tidak gampang tersingkap. Selain itu, pada saat ada kunjungan dari dinas terkait, petugas mensiasati dengan menggunakan stok safety box kuning yang sesuai standar (hadiah dari vendor LB3) yang jumlahnya juga semakin berkurang.

II. Praanggapan



- Safety box yang digunakan saat ini kurang safety dan mirip seperti kardus biasa dan rawan jebol.
- Bahan safety box tidak safety (mudah tembus jarum/benda tajam)
- Menghabiskan banyak bahan lainnya karena memerlukan isolasi dalam jumlah banyak untuk merakit dan mengepak safety boxnya dan polybag kecil.

III. Fakta yang Mempengaruhi

1. Bentuk dan warna seperti kardus, standartnya berwarna kuning (warna symbol infeksius).
2. Petugas harus merakit dan memberikan tambahan isolasi kertas sendiri yang cukup banyak untuk merakit supaya safety box dapat difungsikan untuk membuang sampah benda tajam secara aman. Karena jika rekatan isolasi kurang maka akan berakibat safety box ambrol dan benda tajam didalamnya berisiko berserakan dan bahaya bagi petugas.
3. Tutup terlalu lebar dan resiko terpajan benda tajam lebih besar.
4. Pernah terjadi kejadian pajanan tertusuk jarum bekas pasien dari safety box saat petugas CS melakukan packing/mengisolasi bagian tutup safety box coklat. (Lampiran form pajanan terlampir 09 Agustus 2022).
5. Terjadi kejadian pajanan tertusuk jarum bekas pasien lagi pada 06 Desember 2024, karena jarum didalam safety box yang menembus badan kardus safety box. Seharusnya dalam kondisi penuh maupun tidak penuh, lapisan kardus safety box/ badan safety box tetap tidak boleh tembus tusukan. (Lampiran pelaporan pajanan terlampir)



IV. Analisis

SAFETY BOX STANDAR	SAFETY BOX SAAT INI
	
1. Sesuai anjuran di Instrumen akreditasi STARKES (PPI 7.2 Ep. 1) dan PMK 27 tahun 2017 tentang PPI. 2. Warna kuning (menandakan infeksius). 3. Terdapat logo infeksius. 4. Tidak tembus atau bocor (ketebalan min. 3mm). 5. Disposable. 6. Terdapat tali pegangan yang dapat dijinjing dengan satu tangan (safety box peletakkannya harus tergantung diatas lantai dan mempermudah jika dibawa dengan troli). 7. Mempunyai penutup yang tidak dapat dibuka lagi. (ada rakitan kuat tanpa penambahan perekat tambahan seperti isolasi). 8. Bentuk tutupnya dirancang agar mudah dibuka dan ditutup kembali tanpa bisa mengambil isi bagian dalamnya. 9. Terdapat tanda batas penuh (3/4)	1. Warna coklat 2. Bentuk seperti kardus 3. Harus merakit dengan menambahkan perekat sendiri (isolasi) pada bagian bawah dan tutupnya. 4. Bagian tutup harus di isolasi sedemikian rupa supaya tidak terbuka lebar karena resiko petugas mengambil kembali ke bagian dalam & tertusuk benda tajam, karena tutupnya selalu terbuka tidak bisa fleksibel dibuka tutup. 5. Perlu perekatan lagi dengan isolasi pada saat pengumpulan ke TPS B3. Resiko terbuka jika isolasi tidak rapat. (Risiko bocor lebih besar). 6. Mudah tembus terlebih jika terkena air. 7. Perlu menambahkan polybag kecil & isolasi lagi.

V. Standar Safety Box

- a. Kutipan aturan penggunaan safety box dari PMK Nomor 27 tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi pada lampiran halaman 50:
"Penanganan Limbah Benda Tajam/ Pecahan Kaca
 - a) Jangan menekuk atau mematahkan benda tajam.
 - b) Jangan meletakkan limbah benda tajam sembarang tempat.
 - c) Segera buang limbah benda tajam ke wadah yang tersedia tahan tusuk dan tahan air dan tidak bisa dibuka lagi.
 - d) Selalu buang sendiri oleh si pemakai.
 - e) Tidak menjarungkan kembali jarum suntik habis pakai (recapping).
 - f) Wadah benda tajam diletakkan dekat lokasi tindakan.
 - g) Bila menangani limbah pecahan kaca gunakan sarung tangan rumah tangga.
 - h) Wadah Penampung Limbah Benda Tajam :
 - **Tahan bocor dan tahan tusukan**
 - Harus mempunyai pegangan yang dapat dijinjing dengan satu tangan
 - Mempunyai penutup yang tidak dapat dibuka lagi
 - Bentuknya dirancang agar dapat digunakan dengan satu tangan
 - Ditutup dan diganti setelah $\frac{3}{4}$ bagian terisi dengan limbah
 - Ditangani bersama limbah medis



Gambar 26. Wadah Tahan Tusuk

- b. Kutipan aturan penggunaan safety box berdasarkan KMK Nomor HK.01.07/MENKES/1128/2022 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit pada Standar PPI 7.2 yang berbunyi Rumah sakit menetapkan pengelolaan limbah benda tajam dan jarum secara aman, pada lampiran halaman 180:
- Benda tajam dan jarum sudah dikumpulkan, disimpan di dalam wadah yang **tidak tembus, tidak bocor, berwarna kuning**, diberi label infeksius, dan dipergunakan hanya sekali pakai sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

VI. Penggunaan Safety Box RS Prima Husada

NO	PERNYATAAN	OKT 2024	NOV 2024	DES 2024
1	Rata-rata timbangan limbah safety box per bulan	239 kg	320 kg	306 kg
2	Jumlah rata-rata pasien IRNA	1213 orang	1228 orang	1267 orang
3	Jumlah Tindakan operasi	404 kali	355 kali	330 kali
(1 safety box bisa menampung ± 2 s.d 3 kg limbah benda tajam)				
4	Rata-rata penggunaan safety box per bulan	239kg/bln : 2 s.d 3 kg/pcs = ± 80 s.d 120 pcs/bln	320 kg/bln : 2 s.d 3 kg/pcs = ± 107 s.d 160 pcs/bln	306 kg/bln : 2 s.d 3 kg/pcs = ± 102 s.d 153 pcs/bln
5	Rata-rata penggunaan safety box per minggu	± 80 s.d 120 pcs/bln : 4 minggu/bln = ± 20 s.d 30 pcs/minggu	± 107 s.d 160 pcs/bln : 4 minggu/bln = ± 27 s.d 40 pcs/minggu	± 102 s.d 153 pcs/bln : 4 minggu/bln = ± 26 s.d 38 pcs/minggu

- a) Dari tabel penggunaan safety box diatas dapat disimpulkan kebutuhan safety box rata-rata ± 20 s.d 40 pcs/minggu.
- b) Orderan Safety Box rutin setiap minggu oleh tim CS sebanyak 30-40 pcs/minggu.
- c) Jumlah penggunaan safety box juga dipengaruhi oleh jumlah keseluruhan pasien, jenis penyakit pasien, dan jenis Tindakan yang dilakukan.

VII. Daftar Kebutuhan Safety Box Unit

NO	UNIT	KEBUTUHAN SAFETY BOX/HARI	KEBUTUHAN SAFETY BOX/MINGGU	KEBUTUHAN SAFETY BOX/BULAN
1	IGD	1	4	15
2	CSSD	1	0	1
3	IKO	1	1	4
4	Radiologi	1	0	1
5	ICU	1	3	12



6	HCU	1	1	2
7	IRNA 2C	1	1	4
8	IRNA 2A	1	3	12
9	IRNA 3C	2	5	15
10	PICU	1	0	1
11	LAF	1	0	2
12	IRNA 3A	1	1	4
13	Maternitas	2	3	12
14	NICU	1	0	1
15	IRNA 4A	1	3	12
16	IRNA 5C	1	3	12
17	IRNA 6A	1	3	12
18	IRNA 7A	1	3	12
19	IRNA 8A	1	2	8
20	Poli Bedah Syaraf	1	0	1
21	Poli Bedah Plastik	1	0	1
22	Poli Bedah Umum	1	0	1
23	Poli Urologi	1	0	1
24	Poli Jantung	2	0	2
25	Poli Syaraf 1	1	0	1
26	Poli Syaraf 2	1	0	1
27	Poli Jiwa	1	0	1
28	Poli Paru	1	0	1
29	Poli Orthopedi	1	0	1
30	Rehab Medik	1	0	1
31	Poli Gigi 1	1	0	1
32	Poli Mata	1	0	1
33	Poli Gigi 2	1	0	1
34	Poli IPD 1	1	0	1
35	Poli IPD 2	1	0	1
36	Poli Obgyn 1	1	0	1
37	Poli Obgyn 2	1	0	1
38	Poli Anak 1	1	0	1
39	Poli Anak 2	1	0	1
40	Poli THT	1	0	1
41	Poli MCU	1	0	1
42	Poli Sakura	4	0	4
43	Laboratorium	2	4	8
Total		50	40	177

Ket: Safety Box paling sering digunakan oleh unit IGD, IRNA, Laboratorium, IKO, ICU. Unit lainnya tetap menggunakan / tersedia safety box di ruangan namun kebutuhannya tidak terlalu banyak sehingga bisa 1 bulan sekali baru diganti safety box nya, karena penggunaan benda tajam (spuit, jarum, mess, dll) di unit tersebut juga jarang.

VIII. Kesimpulan

Penggunaan safety box coklat saat ini tidak sesuai dengan standar yang berlaku sesuai peraturan perundang-undangan yang diminta pada bab akreditasi. Tidak sesuai STARKES PPI 7.2 Ep 1 yang mengatakan bahwa “Benda tajam dan jarum sudah dikumpulkan, disimpan di dalam wadah yang **tidak tembus, tidak bocor, berwarna kuning**, diberi label infeksius, dan dipergunakan hanya sekali pakai sesuai dengan



peraturan perundang-undangan. Dan juga tidak sesuai dengan PMK 27 tahun 2017 tentang PPI pada BAB II tentang Kewaspadaan standart dan Transmisi pada point Pengelolaan Limbah tentang ketentuan wadah penampung limbah benda tajam (Hal. 50).

IX. Saran

Penggantian safety box sesuai standar yang berlaku yaitu safety box kuning dan tidak tembus tusukan, tidak melanjutkan order safety box coklat kembali dan sesuai hasil telaah PPI sebelumnya pada 22 Juni 2022, 06 Februari 2023, dan 22 Juli 2024 lalu.

Mengetahui,
Ketua Komite PPI

dr. Aida Musyarofah, Sp. OG

Malang, 31 Januari 2025
IPCN Komite PPI

Ns. Sherly Rosita, S. Kep

Menyetujui,
PLT Direktur RS Prima Husada

dr. Nur Mazidah



LAMPIRAN

a) Pajanan 09 Agustus 2022

RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA **PT. DISA PRIMA MEDIKA**

LAPORAN PAJANAN

Formulir Pengisian
Formulir dibuat 2 (dua) rangka
Formulir A: Diisi oleh petugas kesehatan yang terpajan dan menyerahkan formulir pada IGD dengan tembusan Komite PPI
Formulir B: Diisi oleh petugas IGD, tembusan diserahkan pada tenaga kesehatan yang terpajan untuk diserahkan pada atasan langsung dengan tembusan ke komite PPI.

Formulir A
Tgl/Jam Laporan : 09-08-2022/08.00 Tgl/Jam Pajanan : 09-08-2022/07.45
Tempat Kejadian : IRMA 2A Unit Kerja Terpajan : Cleaning Service

Identitas Terpajan
Nama : Edi Setiawan
Alamat : Dusun Krajan RT 03 RW. 03 SGA Negeren
Atasan Langsung :
Identitas Pasien
Inisial Nama : Editha } Tidak ada tembusan
No RM : (Rencana Jarum dalam safety box)
Diagnosa & Riwayat :

Rute Pajanan: (disafety box)
☒ Tusukan Jarum Suntik ☐ Gigitan ☐ Mulut
☐ Luka pada Kulit ☐ Mata ☐ Lain-lain: ...

Sumber Pajanan:
☒ Darah ☐ Sputum ☐ Air Liur ☐ Feses ☐ Lain-lain: ...

Bagian Tubuh yang Terpajan (sebut secara jelas): _____
Jari tengah sebelah kiri

Jelaskan Urutan Kejadian: _____
Mau menutup safety box langsung tertusuk jarum infus, safety box melebihi batas seharusnya, safety box ditutup pakai Isolasi.

Imunisasi Hepatitis B: ☐ Sudah ☒ Belum

Alat Pelindung : ☒ Dipakai Handscoon + Sarung tangan kerja ☐ Tidak
☐ Jenis

Pertolongan Pertama: ☒ Ada ☐ Tidak

Tempat Pertolongan: IRMA 2A → cucitangan pakai sabun & air mengalir, desin Feses luka pakai alkohol 70%.

Tanggal : 09-08-2022
Tanda Tangan Terpajan:

Edi Setiawan



Banjaram Selatan No 3 – 7 Singosari – Malang,
Telp 0341 – 458679, 458916, Fax : 441874; Email : sekretariat@malang.rs-primahusada.com
www.rs-primahusada.com