

RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	STERILISASI, DEKONTAMINASI, DAN PEMBERSIHAN LAMINAR AIR FLOW		
	No. Dokumen 585.20/I-SPO/IFRS/VI/2025	No. Revisi 04	Halaman 1 / 2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 11 Juni 2025	Ditetapkan Oleh : Direktur Rumah Sakit Prima Husada  dr. Nur Mazidah	
Pengertian	Proses sterilisasi dan pembersihan <i>Laminar Air Flow</i> sebelum digunakan untuk pencampuran obat steril.		
Tujuan	Untuk tercapainya pelayanan perbekalan farmasi secara aman dan benar.		
Kebijakan	Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor : 536.4/I-PDM/DIR/V/2025 Tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Farmasi		
Prosedur	Sterilisasi - Colokkan stop kontak pada sumber listrik dengan tegangan 220V. - Tekan tombol <i>POWER</i> pada posisi <i>ON</i>. - Pastikan bagian dalam <i>Laminar Air Flow</i> dalam keadaan bersih. - Pastikan <i>Laminar Air Flow</i> tertutup. - Nyalakan lampu UV dengan menekan tombol UV pada posisi <i>ON</i> - Catat jam mulai lampu UV dinyalakan pada <i>log book</i> penggunaan alat. - Untuk sterilisasi LAF biarkan lampu UV menyala minimal selama 5 jam non stop. Dekontaminasi - Nyalakan <i>Blower</i> LAF dengan menekan tombol FAN pada posisi <i>ON</i>, putar KNOB <i>SPEED LEVEL</i> pada posisi 2 atau 3 secara bertahap, biarkan tetap dalam keadaan tertutup selama minimal 5 menit sebelum <i>Laminar Air Flow</i> digunakan. - Catat jam mulai menyalakan <i>FAN</i> pada <i>log book</i> penggunaan alat. - Matikan lampu UV ketika akan digunakan untuk mencampur obat. - Catat jam mematikan Lampu UV pada <i>log book</i> penggunaan alat. - LAF siap digunakan untuk proses pencampuran obat. Pembersihan - Bersihkan LAF dalam keadaan mesin mati. - Bersihkan bagian dalam LAF dari sisa-sisa material bekas pencampuran dan buang pada kantong plastik yang telah disediakan. - Bersihkan permukaan bagian dalam LAF menggunakan lap kering.		

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	STERILISASI, DEKONTAMINASI, DAN PEMBERSIHAN LAMINAR AIR FLOW		
	No. Dokumen 585.20/I-SPO/IFRS/VI/2025	No. Revisi 04	Halaman 2 / 2
	4. Desinfeksi permukaan bagian dalam LAF dengan mengusap menggunakan kain kanebo yang dibasahi dengan Alkohol 70%. 5. Tutup LAF secara rapat. 6. Bersihkan permukaan bagian luar LAF dengan lap kering.		
Unit Terkait	1. Instalasi Rawat Inap 2. Instalasi Rawat Jalan 3. Instalasi Gawat Darurat (IGD) 4. Instalasi Farmasi Rumah Sakit		