

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	MENGHIDUPKAN DAN MEMATIKAN CT-SCAN		
	No. Dokumen 552.12/I-SPO/RAD/VI/2025	No. Revisi	Halaman 1 / 1
STANDART PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 02 Juni 2025	Ditetapkan Oleh : Direktur Rumah Sakit Prima Husada  dr. Nur Mazidah	
Pengertian	Tata cara petugas radiologi dalam melaksanakan untuk menghidupkan alat Ct-Scan.		
Tujuan	Untuk menyiapkan alat CT-Scan dari posisi off menjadi on dan siap digunakan		
Kebijakan	Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor : 552.12/I-SPO/RAD/VI/2025 tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Radiologi		
Prosedur	1. Nyalakan trafo dengan memutar pedal kearah bawah 2. Tekan tombol ON (warna hijau) 3. Nyalakan UPS sampai ready on line 4. Nyalakan CIRS 5. Nyalakan console tunggu sampai muncul permintaan username dan password 6. Klik Yes 7. Tunggu sampai ada perintah menyalakan gantry 8. Putar kunci yang ada di scan box console kearah bawah lalu lepaskan		
Unit Terkait	Instalasi Radiologi		