

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	RECONSTRUCTION GAMBAR CT-SCAN		
	No. Dokumen 552.14/I-SPO/RAD/VI/2025	No. Revisi 00	Halaman 1 / 1
STANDART PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 02 Juni 2025	Ditetapkan Oleh : Direktur Rumah Sakit Prima Husada  dr. Nur Mazidah	
Pengertian	Prosedur tentang tata cara melakukan rekonstruksi gambar hasil scanning suatu organ sesuai kebutuhan dokter pengirim.		
Tujuan	1. Sebagai acuan bagi radiographer untuk melakukan Teknik rekonstruksi gambar hasil scannin		
Kebijakan	1. Permenkes No.1014 th 2008 tentang standar pelayanan radiologi di sarana pelayanan kesehatan. 2. Peraturan Direktur nomor : 552.14/I-SPO/RAD/VI/2025 tentang pedoman pelayanan radiologi.		
Prosedur	1. Radiografer memilih nama pasien/nomor CT paa Directory di Consule 2. Radiografer memilih Drive IRS lalu klik 3. Radiograer memilih Tools RECONSTRUCTION lalu klik 4. Radiografer mengubah series name sesuai Windowing yang dibutuhkan 5. Radiografer mengubah filter sesuai Windowing yang dibutuhkan 6. Radiografer mengubah Contrast dan Windowing sesuai rekonstruksi yg akan dilakukan Radiographer meng klik Start Recon		
Unit Terkait	Instalasi Radiologi		