

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PENGUNAAN INJEKTOR CT SCAN		
	No. Dokumen 552.24/I-SPO/RAD/VI/2025	No. Revisi	Halaman 1 / 1
STANDART PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 02 Juni 2025	Ditetapkan Oleh : Direktur Rumah Sakit Prima Husada  dr. Nur Mazidah	
Pengertian	Injektor adalah alat untuk memasukkan bahan media kontras non ionic secara lobus ke dalam pembuluh darah.		
Tujuan	1. Sebagai acuan untuk memasukkan bahan media kontras non ionic secara lobus kedalam tubuh pasien 2. Untuk menampilkan gambaran yang lebih akurat dan jelas, yang tidak terlihat pada gambaran CT-Scan polos.		
Kebijakan	Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor : 552.24/I-SPO/RAD/VI/2025 tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Radiologi		
Prosedur	Menyalakan Injektor : 1. Tekan tombol ON pada operasional consol injektor 2. Arahkan injektor tegak lurus vertical dengan pendorong syringe berada diatas. 3. Masukkan syringe ke dalam injektor, putar syringe searah jarum jam. 4. Tekan tombol enable kearah atas sampai maksimal 5. Pasang injektor spiral 6. Masukkan media kontras dengan tekan tombol move 7. Pasang warmer 8. Atur jumlah kontras dan cairan infus sesuai kebutuhan 9. Posisikan injektor dengan posisi syringe dibawah dan injektor siap digunakan Mematikan Injektor : 1. Lepas syringe spiral 2. Lepas warmer pada injektor 3. Lepas injektor dengan memutar berbalik arah jarum jam - Tekan tombol off pada operasional consul injektor		
Unit Terkait	Instalasi Radiologi		