

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PENYIMPANAN SISA SPESIMEN		
	No. Dokumen 107/I-SPO/LAB/II/2026	No. Revisi 0/1	Halaman 1/1

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit: 05 Februari 2026	Ditetapkan Oleh: PLT Direktur Rumah Sakit Prima Husada  dr. Resti Lestantini, M. Kes
Pengertian	Kegiatan mengamankan spesimen agar dapat disimpan dan diawetkan beberapa waktu sebelum dan sesudah dilakukan pemeriksaan laboratorium.	
Tujuan	1. Sebagai acuan penerapan langkah-langkah agar cara pengawetan spesimen sesuai dengan ketentuan yang berlaku 2. Menyimpan sisa spesimen yang positif agar tidak menularkan infeksi 3. Menjamin kualitas spesimen tetap terjaga (retensi) untuk kebutuhan verifikasi 4. Untuk menghindari pengambilan darah berulang kali pada pasien yang hasilnya perlu di konfirmasi lebih lanjut	
Kebijakan	Peraturan Direktur Nomor 536/I-PDM/DIR/V/2025 tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Prima Husada.	
Prosedur	1. Pelabelan: Pastikan sisa sampel dalam tabung/wadah tertutup rapat dan diberi label identitas pasien (nama, nomor RM), jenis spesimen, serta tanggal pemeriksaan. 2. Pemisahan: Pisahkan sampel berdasarkan jenis (serum, darah lengkap, urine) dan jenis pemeriksaan. 3. Tempat Penyimpanan: 1) Serum: Disimpan dalam <i>freezer</i> atau kulkas suhu 4–8° 2) Darah/Hematologi: Disimpan dalam kulkas 4°C atau suhu ruang, biasanya tahan hingga 24 jam. 3) Urine: Disimpan pada suhu 4°C 4. Waktu Penyimpanan: Serum dengan hasil positif dapat disimpan hingga 1 bulan untuk keperluan verifikasi hasil jika diperlukan, sedangkan sisa sampel darah umumnya disimpan 24 jam untuk pemeriksaan ulang jika diperlukan. 5. Pemusnahan: Setelah masa simpan habis, sampel dibuang sebagai limbah infeksius (plastik kuning) atau diproses sesuai SPO pembuangan limbah medis.	
Unit Terkait	1. Instalasi Rawat Inap 2. Instalasi Gawat Darurat 3. Instalasi Rawat Jalan 4. Instalasi Laboratorium	