

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PENGUNAAN PESAWAT USG		
	No. Dokumen 552.36/I-SPO/RAD/VI/2025	No. Revisi	Halaman 1 / 1
STANDART PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 02 Juni 2025	Ditetapkan Oleh : Direktur Rumah Sakit Prima Husada  dr. Nur Mazidah	
Pengertian	Yang dimaksud dengan penggunaan pesawat USG adalah penggunaan alat dengan memanfaatkan gelombang suara guna menegakkan diagnosa.		
Tujuan	1. Sebagai acuan penggunaan pesawat USG 2. Sebagai acuan untuk menegakkan diagnosa dokter guna tindakan terapi pasien selanjutnya		
Kebijakan	Peraturan Direktur Nomor: 552.36/I-SPO/RAD/VI/2025 tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Radiologi.		
Prosedur	1. Hidupkan pesawat USG (di-ON-kan) 2. Hidupkan power pesawat USG 3. Hidupkan Layar/monitor USG 4. Hidupkan power printer USG 5. Tuliskan identitas pasien (nomor rekam medik,nama pasien,umur pasien) 6. Olesi jelly pada bagian tubuh pasien yang diperiksa/ <i>tranduser</i> yang akan digunakan 7. Arakkan <i>tranduser</i> ke bagian tubuh pasien yang diperiksa sesuai letak kelainan yang dicurigai menurut posisi yang dikehandaki oleh dokter spesialis radiologi 8. Ambilah gambar yang baik dapat <i>diekspose/shutter</i> , hasil terlihat dalam paper print USG 9. Berikan <i>ekspertise</i> dokter/pembacaan USG		
Unit Terkait	Instalasi Radiologi		