

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PENYIMPANAN FILM X-RAY		
	No. Dokumen 552.40/I-SPO/RAD/VI/2025	No. Revisi	Halaman 1 / 1
STANDART PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 02 Juni 2025	Ditetapkan Oleh : Direktur Rumah Sakit Prima Husada  dr. Nur Mazidah	
Pengertian	Penyimpanan film x-ray adalah upaya penyimpanan agar tidak rusak dan menjaga kelembapan terjaga untuk mendapatkan hasil gambar yang dapat dievaluasi.		
Tujuan	Sebagai acuan prosedur penyimpanan film x-ray		
Kebijakan	Peraturan Direktur Nomor 552.40/I-SPO/RAD/VI/2025 tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Radiologi.		
Prosedur	Penyimpanan film x-ray antara lain : 1. Pastikan saat film diterima dari distributor masih tersegel dengan aman. 2. Pastikan udara tempat penyimpanan dingin dan kering. 3. Simpan film secara tegak atau berdiri. 4. Susun menurut expired date. 5. Pastikan box film selalu tertutup rapat.		
Unit Terkait	Radiologi		