

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PEMERIKSAAN HIV 1 & 2 (RAPID)		
	No. Dokumen	No. Revisi 02	Halaman 1 / 1

TANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 10 Februari 2026	Ditetapkan Oleh : PLT Direktur RS Prima Husada  dr. Resti Lestanti, M. Kes
Pengertian	Pemeriksaan yang digunakan untuk mendeteksi antibodi HIV-1 & HIV-2 pada serum, plasma, atau darah. Prinsip pemeriksaan: reaksi antara Antibodi HIV-1 & 2 pada sampel serum, darah atau plasma dengan antigen yang berasal dari protein <i>Immunodominant</i> HIV yang sudah dilemahkan. Akan membentuk garis merah pada membran (region T)	
Tujuan	Untuk mendeteksi adanya antibodi HIV 1&2 dalam serum pasien	
Kebijakan	Peraturan Direktur Nomor 536/I-PDM/DIR/V/2025 Tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Prima Husada.	
Prosedur	1. Sebelum reagen digunakan, reagen dikondisikan pada suhu ruang 2. Buka <i>foil pouch</i> (kemasan <i>catridge</i>) saat akan digunakan 3. Petugas menuliskan identitas pasien 4. Teteskan 1 tetes serum ke dalam lubang sampel 5. Tambahkan 1-2 tetes buffer pada lubang sampel yang sudah terisi serum pasien 6. Masukkan pipet yang berisi sampel darah ke dalam catridge 7. Tunggu hingga menyerap ke area pembacaan hasil 8. Hasil dibaca dalam waktu 15-20 menit Interpretasi Hasil: 1. Positif : Terbentuk garis merah pada zona test (T) dan kontrol (C) 2. Negatif : Terbentuk hanya 1 garis pada zona kontrol (C) 3. Invalid : Tidak ada garis yang terbentuk pada zona test (T) dan kontrol (C)	
Unit Terkait	Instalasi Laboratorium	