

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PEWARNAAN GRAM		
	No. Dokumen 129.37/I-SPO/LAB/II/2026	No. Revisi 00	Halaman 1 / 1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 18 Februari 2026	Ditetapkan Oleh : PLT Direktur RS Prima Husada  dr. Resti Lestantini, M.Kes	
Pengertian	Merupakan prosedur pewarnaan yang cepat untuk mengklasifikasikan bakteri berdasarkan karakteristik dinding selnya menurut hasil, bakteri dapat dibagi menjadi dua kelompok yang berbeda gram positif (ungu) dan gram negatif (merah).		
Tujuan	Untuk membedakan antara bakteri gram positif dan gram negatif		
Kebijakan	Peraturan Direktur Nomor 536/I-PDM/DIR/V/2025 Tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Prima Husada.		
Prosedur	1. Siapkan alat dan bahan 2. Tuliskan ID Pasien pada objek glass 3. Buat sediaan di objek glass dengan cara mengoleskan Sampel 4. Sediaan yang didapat kemudian diflaming/ difiksasi di atas nyala api 5. Tuangkan Kristal Violet (Reagen 1) selama 1 - 2 menit menutupi seluruh permukaan sediaan 6. Bilas dengan air secara perlahan kemudian buang sisa air 7. Genangi sediaan dengan iodine atau lugol (Reagen 2) selama 1 menit 8. Bilas dengan air secara perlahan kemudian buang sisa air 9. Genangi sediaan dengan Alkohol aseton (Reagen 3) selama 30 detik - 1 menit 10. Bilas dengan air secara perlahan kemudian buang sisa air 11. Genangi sediaan dengan safranin (Reagen 4) selama 1 menit 12. Bilas dengan air mengalir 13. Keringkan sediaan pada rak pengering kemudian periksa sediaan dibawah mikroskop		
Unit Terkait	Instalasi Laboratorium		