

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PEMERIKSAAN HbA1C		
	No. Dokumen 129.38/I-SPO/LAB/II/2026	No. Revisi 02	Halaman 1 / 1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 18 Februari 2026	Ditetapkan Oleh : PLT Direktur RS Prima Husada  dr. Resti Lestanti, M.Kes	
Pengertian	Pemeriksaan HbA1C digunakan untuk pengukuran kuantitatif terhadap tingkat persentase hemoglobin (%A1C) di dalam sampel darah dari pembuluh kapiler (<i>fingerstick</i>) atau sampel darah dari pembuluh darah vena (<i>venipuncture</i>)		
Tujuan	Untuk menggambarkan rata-rata gula darah selama 2 - 3 bulan terakhir dan digunakan bersama dengan pemeriksaan gula darah biasa untuk membuat penyesuaian dalam pengendalian diabetes melitus		
Kebijakan	Peraturan Direktur Nomor 536/I-PDM/DIR/V/2025 Tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Prima Husada.		
Prosedur	1. Persiapan sebelum analisis: a) Sebelum reagen digunakan, reagen dikondisikan pada suhu ruang b) Buka foil pouch (kemasan <i>cartridge</i>) saat akan digunakan c) Vena whole blood dihomogenkan sebelum diperiksa 2. Pengoperasian alat: a) Buka lid atau penutup alat b) Isi pipet kapiler pada cartridge dengan sampel darah c) Masukkan pipet yang berisi sampel darah ke dalam cartridge d) masukkan cartridge ke dalam alat (hindari menyentuh barcode yang ada pada cartridge) e) Tutup lid atau penutup f) Masukkan ID sampel pasien g) Tunggu hingga hasil keluar		
Unit Terkait	Instalasi Laboratorium		