

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	CARA PEMAKAIAN <i>INCUBATOR</i>		
	No. Dokumen 571.70/I-SPO/NEO/VI/2025	No. Revisi 01	Halaman 1 / 2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 18 Juli 2025	Ditetapkan Oleh : Direktur Rumah Sakit Prima Husada  dr. Nur Mazidah	
Pengertian	Alat yang berfungsi merawat bayi premature, bayi sakit dan BBLR dengan cara memberikan suhu dan kelembaban yang stabil serta sesuai kondisi dalam kandungan ibu		
Tujuan	1. Mencegah terjadinya hipotermi pada pasien premature 2. Penghangatan berkelanjutan dari metode kanguru 3. Untuk bayi yang sakit berat		
Kebijakan	1. Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor : 571.2/I-PDM/DIR/VI/2025 tentang Pedoman PONEK 24 jam 2. Dilakukan oleh Dokter dan perawat		
Prosedur	1. Menyiapkan Alat 1. Inkubator dalam keadaan siap dan layak pakai. 2. Cek alat dalam keadaan bersih 3. Cek air inkubator untuk kelembaban 4. Cek kabel skin probe 5. Pastikan tabel setting inkubator 2. Menyiapkan pasien 1. Lakukan tindakan dengan 5 S (salam, senyum, sapa, sopan dan santun). 2. cuci tangan 6 langkah 3. Atur posisi tidur bayi 4. pasang nesting (untuk memberi posisi nyaman bayi) 3. Menyiapkan lingkungan Ciptakan lingkungan yang hangat,nyaman dan aman 4. Melaksanakan pengoperasikan incubator 1. Isi air sampai skala maksimal dengan air steril 2. Pasang jek incubator dengan benar 3. Tekan tombol ON di bagian belakang inkubator sampai lampu berwarna hijau 4. Tekan tombol ON pada bagian depan inkubator 5. Tunggu sampai muncul tulisan “scala” angka yang akan diprogram 6. Seting pengatur suhu sesuai kebutuhan bayi berdasarkan tabel 7. Tunggu sampai suhu lingkungan ruang incubator hangat 8. Masukkan bayi ke dalam inkubator 9. Beri oksigen sesuai kebutuhan pasien 4.4 Lembar observasi. Lakukan observasi 5. Mengevaluasi dan dokumentasi		

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	CARA PEMAKAIAAN <i>INCUBATOR</i>		
	No. Dokumen 571.70/I-SPO/NEO/VI/2025	No. Revisi 01	Halaman 2 / 2
	1. Evaluasi hasil tindakan dan respon pasien 2. Jelaskan bahwa tindakan sudah selesai 3. Dokumentasikan tindakan pada rekam medis 6. Merapikan pasien dan membereskan alat 1. Rapikan pasien dengan posisi yang hangat,nyaman dan aman 2. Bereskan alat-alat yang sudah digunakan 3. cuci tangan 6 langkah setelah tindakan		
Unit Terkait	1. Nerinatologi 2. Ruang kebidanan dan kandungan 3. Nicu		