

RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	CARA PEMAKAIAN <i>INFANWARMER</i>		
	No. Dokumen 571.71/I-SPO/NEO/VI/2025	No. Revisi 01	Halaman 1 / 21
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 18 Juli 2025	Ditetapkan Oleh : Direktur Rumah Sakit Prima Husada  dr. Nur Mazidah	
Pengertian	Tempat tidur dengan penghangat		
Tujuan	1. Mencegah terjadinya hipotermi pada pasien neonatus. 2. Untuk melakukan tindakan.		
Kebijakan	1. Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor : 571.2/I-PDM/DIR/VI/2025 tentang Pedoman PONEK 24 jam 2. Dilakukan oleh Dokter dan perawat		
Prosedur	1. Menyiapkan Alat 1. Infant warmer set 2. Temperature kontrol. 3. Skin Temp probe (alat pengukur temperatur monitor) 2. Menyiapkan pasien 1. Lakukan tindakan dengan 5 S (senyum, sapa, salam, sopan dan santun) 2. Cuci tangan 6 langkah 3. Buat persetujuan/ inform concent. 4. Letakkan bayi pada infant warmer 3. Menyiapkan Lingkungan 1. Ciptakan lingkungan yang hangat, nyaman dan aman 4. Melaksanakan Pengoperasian Infant wamer. 1. Pasang jek pada pusat listrik 2. Infant warmer dihidupkan. 3. Setting suhu sesuai kebutuhan pasien 4. Letakkan bayi pada infant warmer hanya menggunakan popok / pampers tanpa selimut 5. Mengevaluasi dan dokumentasi perkembangan pasien 1. Evaluasi hasil tindakan dan respon pasien. 2. Jelaskan bahwa tindakan sudah selesai 3. Dokumentasikan tindakan pada rekam medis 6. Merapikan pasien dan membereskan alat 1. Rapiakan pasien dengan posisi yang nyaman 2. Bereskan alat-alat yang sudah digunakan 3. Cuci tangan 6 langkah setelah tindakan		
Unit Terkait	1. Ruang operasi 2. Ruang kandungan dan kebidanan 3. IGD ponek 4. Neonatologi		