

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	DEKONTAMINASI MASKER N95 DENGAN UVGI		
	No.Dokumen 337.20/I-SPO/PPI/IV/2025	No.Revisi 02	Halaman 1 / 2
STANDART PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit: 9 April 2025	Ditetapkan Oleh : Direktur Rumah Sakit Prima Husada  dr. Nur Mazidah	
Pengertian	Kegiatan mengurangi atau menghilangkan kontaminasi mikroorganisme pada masker N95 dengan menggunakan lampu UVGI.		
Tujuan	Menghilangkan kontaminasi mikroorganisme guna mempertahankan nilai guna dan meminimalkan pemakaian masker berlebih.		
Kebijakan	Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor 325.4/I-PDM/DIR/IV/2025 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi.		
Prosedur	Perlengkapan: - Masker N95 - Handrub - Kantong berpori - Lampu UV - Spidol permanen - Tali gantungan Prosedur: - Siapkan gantungan untuk menggantung masker N95, pindahkan benda yang menghalangi paparan sinar UV. - Cuci tangan, gunakan handscon. Ambil masker N95 dari box dekontaminasi tanpa memegang bagian dalam masker (pegang tali masker). Gantung di gantungan. - Setting waktu alat UVGI. (30-60 menit) - Nyalakan UV lamp, tutup semua pintu untuk menghindari radiasi. - Jika sudah selesai, tunggu 15 menit lagi baru masuk kembali ke ruangan. - Dengan handscon ambil N95 tanpa menyentuh bagian dalam masker (pegang tali masker). - Letakkan dalam kantong berpori yang bersih, beri nama kantongnya dengan spidol. - Cuci tangan kembali setelah semua proses selesai. - Simpan di tempat penyimpanan yang aman.		

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	DEKONTAMINASI MASKER N95 DENGAN UVGI		
	No.Dokumen 337.20/I-SPO/PPI/IV/2025	No.Revisi 02	Halaman 2 / 2
			
Unit Terkait	Unit pinere Instalasi Rawat Inap Instalasi Rawat Jalan IGD ICU IKO		