

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	DEKONTAMINASI MASKER N95 DENGAN MESIN PEMANAS KERING		
	No.Dokumen 337.21/I-SPO/PPI/IV/2025	No.Revisi 02	Halaman 1 / 2
STANDART PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit: 9 April 2025	Ditetapkan Oleh : Direktur Rumah Sakit Prima Husada  dr. Nur Mazidah	
Pengertian	Kegiatan mengurangi atau menghilangkan kontaminasi mikroorganisme pada masker N95 dengan menggunakan mesin pemanas kering.		
Tujuan	Menghilangkan kontaminasi mikroorganisme guna mempertahankan nilai guna dan meminimalkan pemakaian masker berlebih.		
Kebijakan	Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor 325.4/I-PDM/DIR/IV/2025 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi.		
	1.		
Prosedur	Perlengkapan: - Masker N95 - Handrub - Kantong berpori - Mesin pemanas kering - Spidol permanen - Box masker Prosedur: - Respirator N95 yang telah digunakan dilepaskan: - Pastikan kebersihan masker N95 (tidak ada noda darah, muntahan, atau cairan infeksius lainnya) - Pastikan masker N95 dalam kondisi baik - Beri nama, beri tanda penggunaan pada bagian samping respirator (sebaiknya dilakukan sebelum prnggunaan masker N95) - Jangan memegang bagian filter masker N95 - Masukkan masker N95 pada kantong kertas coklat: - Beri nama, nama unit, tanggal penggunaan awal masker, dan tuliskan tanggal sterilisasinya (1,2,3,4,5, maksimal 5x proses). - Kantong kertas coklat dilubangi untuk dapat meneruskan udara panas pada pemrosesan ulang. - Pengiriman ke tempat pemrosesan ulang (CSSD) menggunakan wadah tertutup yang dapat dibersihkan pada setiap akhir shift.. - Lakukan pemrosesan ulang dengan panas kering. (Jangan menggunakan oven rumah): - Masukkan masker N95 bersama dengan kantong kertas coklat. - Lakukan pemanasan kering, 70°C selama 30 menit. - Penghitungan waktu adalah setelah suhu atau kondisi tercapai. - Masukkan masker N95 yang sudah dipanaskan beserta		

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	DEKONTAMINASI MASKER N95 DENGAN MESIN PEMANAS KERING		
	No.Dokumen 337.21/I-SPO/PPI/IV/2025	No.Revisi 02	Halaman 2 / 2
	kantong kertas coklat kedalam box bersih untuk dibawa kembali ke ruangan: - Lakukan penyimpanan masker N95 pakai ulang pada tempat yang bersih, kering, dengan suhu dan kelembapan yang terkontrol. - Wadah/box penyimpanan agar dilakukan disinfeksi tingkat rendah minimal sehari sekali. - Lakukan kebersihan tangan dalam memproses masker N95. 5. Penggunaan ulang: - Pastikan masker N95 pakai ulang digunakan oleh petugas yang sama. - Lakukan fit test dengan baik, jangan gunakan masker N95 pakai ulang yang tidak memenuhi fit test.		
Unit Terkait	Unit pinere Instalasi Rawat Inap Instalasi Rawat Jalan Instalasi Laboratorium Instalasi Radiologi CSSD IGD ICU IKO		