

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	STERILISASI RUANGAN MENGGUNAKAN SINAR UV		
	No.Dokumen 337.23/I-SPO/PPI/IV/2025	No.Revisi 02	Halaman 1 / 1
STANDART PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit: 9 April 2025	Ditetapkan Oleh : Direktur Rumah Sakit Prima Husada  dr. Nur Mazidah	
Pengertian	Metode sterilisasi radiasi dilakukan dengan menggunakan sinar UV, dimana sinar ultraviolet dapat membantu mengurangi kontaminasi di udara dan permukaan benda lingkungan.		
Tujuan	1. Menjaga ruangan tetap steril 2. Mencegah terjadinya infeksi nosocomial 3. Membunuh mikroorganisme yang pathogen maupun yang non pathogen termasuk sporanya		
Kebijakan	Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor 325.4/I-PDM/DIR/IV/2025 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi.		
Prosedur	1. Pensterila ruangan menggunakan sinar UV dilakukan jika terdapat pasien dengan penyakit menular. 2. Penyinaran dilakukan oleh petugas sterilisasi 3. Sebelum melakukan tindakan ruangan harus ditutup agar sinar tidak keluar ruangan 4. Alat diletakkan di tengah-tengah ruangan 5. Kemudian alat disambungkan ke listrik dari luar ruangan agar petugas tidak terkena sinar ultraviolet 6. Ruangan disinari dengan sinar ultraviolet selama 1 jam 7. Setelah 1 jam, petugas sterilisasi mencabut sambungan listrik alat penyinaran. Kemudian menunggu 30 menit dan merapikan alat sinar UV. 8. Kemudian ruangan siap digunakan.		
Unit Terkait	Seluruh Unit		