

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PEMELIHARAAN HEPAFILTER		
	No. Dokumen 337.24/I-SPO/PPI/IV/2025	No. Revisi 02	Halaman 1 / 2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 9 April 2025	Ditetapkan Oleh : Direktur RS Prima Husada  dr. Nur Mazidah	
Pengertian	Hepafilter adalah sebuah alat dengan teknologi canggih yang digunakan untuk menyaring udara dari allergen, bakteri, virus, pollen, debu, dan odor.		
Tujuan	1. Menurunkan angka infeksi Rumah Sakit. 2. Udara lebih bersih dan steril.		
Kebijakan	Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor 325.4/I-PDM/DIR/IV/2025 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi.		
Prosedur	1. Persiapan Alat : a) APD. b) Hepafilter. c) Vacum cleaner 2. Prosedur Pelaksanaan : A. Perawatan Prefilter 1) Penggantian filter hepafilter odor untuk ruang isolasi 6 bulan sekali. 2) Penggantian filter hepafilter untuk ruang non isolasi 12 bulan sekali. 3) Penggantian gunakan APD. 4) Lepaskan pre filter. 5) Bersihkan prefilter dari debu dengan menggunakan vacum cleaner. 6) Pastikan prefilter kering sebelum dipasang kembali. 7) Pasang ulang prefilter. B. Perawatan membran hepafilter 1) Gunakan APD. 2) Apabila lampu indicator membran hepafilter menyala merah maka segera lakukan penggantian dengan hepafilter baru. 3) Keluarkan membran hepafilter baru dari kantong. 4) Lepaskan membran hepafilter lama yang terpasang tanpa bersentuhan dengan alat atau benda di sekitar. 5) Masukkan membran hepafilter lama di dalam kantong bekas hepafilter baru. 6) Pasang membran hepafilter baru di dalam mesin hepafilter. 7) Tutup mesin hepafilter. 8) Tekan tombol reset dibawah indicator membran hepafilter		

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PEMELIHARAAN HEPAFILTER		
	No. Dokumen 337.24/I-SPO/PPI/IV/2025	No. Revisi 02	Halaman 2 / 2
	hingga berbunyi “beep”. 9) Serahkan membran hepafilter lama kepada pihak vendor (ADC). C. Perawatan Odor Filter - Gunakan APD. - Apabila lampu indicator odor filter menyala merah maka segera lakukan penggantian dengan odor filter baru; - Keluarkan odor filter baru dari kantong. - Lepaskan odor filter lama yang terpasang tanpa bersentuhan dengan alat atau benda di sekitar. - Nyalakan mesin hepafilter kurang lebih 5 menit untuk mengeluarkan sisa bau yang ada didalam hepafilter. - Masukkan odor filter lama di dalam kantong bekas odor filter baru. - Pasang odor filter baru di dalam mesin hepafilter. - Tutup mesin hepafilter. - Tekan tombol reset dibawah indicator odor filter hingga berbunyi “beep”. - Serahkan odor filter lama kepada pihak vendor (ADC). 3. Kalibrasi Hepafilter - Lakukan kalibrasi hepafilter dsetelah pemasangan filter baru. - Tekan tombol turbo dan auto dan secara bersamaan colokkan stop kontak mesin hepafilter. - Tunggu dalam waktu ½ jam sebelum hepafilter digunakan kembali. - Apabila warna lampu indikator kualitas udara tidak berubah (selalu warna merah/hijau), bersihkan sensor alat di sisi sebelah kanan menggunakan lap kering/sikat halus.		
Unit Terkait	- IPSRs - K3RS - PPI - Semua Unit		