

|  <div>RUMAH SAKIT<br/>PRIMA HUSADA</div> | LABELING ALAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                          |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                                                                                                                           | No. Dokumen<br>826.68/I-SPO/ILN/VI/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | No.Revisi<br>01                                                                                                                                          | Halaman<br>1/1 |
| STANDAR<br>PROSEDUR<br>OPERASIONAL                                                                                        | Tanggal Terbit:<br><br>10 Juni 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ditetapkan Oleh :<br>Direktur RS. Prima Husada<br><br>dr. Nur Mazidah |                |
| Pengertian                                                                                                                | Kegiatan memberikan label/tanda pada setiap kemasan instrumen yang akan disterilkan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                          |                |
| Tujuan                                                                                                                    | 1. Memudahkan inventarisasi<br>2. Mencegah tertukarnya alat<br>3. Mempermudah pengecekan kadaluarsa<br>4. Mengecek hasil steril                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                          |                |
| Kebijakan                                                                                                                 | Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor 571.5/I-PDM/DIR/VI/2025 tentang Pedoman Pelayanan Sterilisasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                          |                |
| Prosedur                                                                                                                  | 1. Persiapan alat dan bahan :<br>a. Alat tulis<br>b. Kertas labeling<br>c. Alat press labeling<br><br>2. Langkah – langkah :<br>a. Cuci tangan.<br>b. Siapkan alat yang sudah dikemas dan siap untuk disteril.<br>c. Siapkan kertas labeling.<br>d. Isi tiap item yang ada (nama set,tanggal steril,tanggal kadaluarsa,petugas,no steril).<br>e. Tempelkan isolasi external indikator dan internal strip indikator pada kertas labeling.<br>f. Tempelkan kertas labeling pada tiap sisi yang berbeda pada mesin press labeling.<br>g. Kemasan siap untuk di masukkan ke mesin sterilisator. |                                                                                                                                                          |                |
| Unit Terkait                                                                                                              | Unit pusat sterilisasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                          |                |