

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PEMAKAIAN AUTOCLAVE		
	No. Dokumen 826.10/I-SPO/ILN/VI/2025	No.Revisi 01	Halaman 1/1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit: 10 Juni 2025	Ditetapkan Oleh : Direktur RS. Prima Husada  dr. Nur Mazidah	
Pengertian	Sebagai pilihan sterilisasi dengan suhu rendah untuk kebutuhan bahan steril		
Tujuan	Menghasilkan alat atau bahan steril untuk keperluan perawatan atau tindakan di unit terkait		
Kebijakan	Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor 571.5/I-PDM/DIR/VI/2025 tentang Pedoman Pelayanan Sterilisasi		
Prosedur	1. Persiapan alat dan bahan : a. Mesin autoklave b. Air steril c. Instrumen d. Chanber 2. Langkah – langkah : a. Siapkan intrumen yang akan disterilkan. b. Buku penutup mesin autoclave. c. Pastikan air steril sudah terisi pas di bawah chamber. d. Masukkan bahan instrumen yang di sterilkan. e. Atur suhu yang diinginkan dengan memutar thermostat. f. Atur waktu sterilisasi dengan memutar timer. g. Perhatikan indikator power bahwa alat mendapat daya,heating proses pemanasan sudah tercapai dan proses steril alat. h. Proses pemanasan di ikuti dengan <i>pressure gauge</i> naik. i. Puter kembali termostat bila suhu sudah mencapai 121° C sampai lampu indikator watu mulai. Pada proses ini mulainya waktu steril dengan sendirinya timer aktif. j. Terdengar bunyi alarm menandakan sterilisasi selesai . k. Buka valve untuk membuang uap sampai <i>pressure gauge</i> menunjukan agak nol. l. Buka penutup alat. m. Angkat bahan atau instrumen yang steril dengan handuk.		
Unit Terkait	Unit pusat sterilisasi		