

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PEMAKAIAN STERILISATOR DRY HIT		
	No. Dokumen 826.11/I-SPO/ILN/VI/2025	No.Revisi 01	Halaman 1/1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit: 10 Juni 2025	Ditetapkan Oleh : Direktur RS. Prima Husada  dr. Nur Mazidah	
Pengertian	Sebagai pilihan sterilisasi dengan suhu tinggi untuk kebutuhan bahan steril		
Tujuan	Menghasilkan alat atau bahan steril untuk keperluan perawatan atau tindakan di unit terkait		
Kebijakan	Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor 571.5/I-PDM/DIR/VI/2025 tentang Pedoman Pelayanan Sterilisasi		
Prosedur	1. Persiapan alat dan bahan : a. Mesin dry hit memert b. Kertas pembungkus c. Linen pembungkus d. Rak sterilisator e. Indikator steril f. Instrumen berbahan stainlees dan logam 2. Langkah – langkah : a. Cuci tangan 6 langkah. b. Gunakan APD (masker,handuk tebal atau sarung tangan kain tebal). c. Masukkan instrumen yang sudah terpacking dan di beri label ke mesin sterilisator. d. Instrumen harus tertata rapi,hindari untuk menumpuk alat. e. Pastikan indikator steril tidak tertutup alat lainnya. f. Jangan melebihi kapasitas dari mesin steril. g. Tutup kembali pintu sterilisator bila alat sudah masuk. h. Tekan tombol on/off pada mesin. i. Atur suhu dan timer yang di inginkan 160 derajat untuk 2 jam penyesterilan,170 derajat untuk 1,5 jam penyesterilan dan 180 derajat untuk 1 jam penyesterilan. j. Selama 1 jam dan dengan suhu 160 derajat untuk linen steril serta kasa steril. k. Alarm steril akan berbunyi jika waktu yang di tetapkan sudah tercapai. l. Angkat instrumen dengan handuk dan sarung tangan kain tebal. m. Simpan alat di lemari steril untuk di distribusikan.		
Unit Terkait	1. Unit pusat sterilisasi 2. Instalasi kamar operasi		

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PEMAKAIAN STERILISATOR DRY HIT		
	No. Dokumen 826.11/I-SPO/ILN/VI/2025	No.Revisi 01	Halaman 1/1