

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PENCUCIAN ALAT INSTRUMEN		
	No. Dokumen 826.12/I-SPO/ILN/VI/2025	No.Revisi 01	Halaman 1/1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit: 10 Juni 2025	Ditetapkan Oleh : Direktur RS. Prima Husada  dr. Nur Mazidah	
Pengertian	Suatu kegiatan membersihkan dan menghilangkan sisa sisa darah,bakteri dan kuman pada alat.		
Tujuan	Membuat alat menuju steril dan bersih dari bakteri.		
Kebijakan	Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor 571.5/I-PDM/DIR/VI/2025 tentang Pedoman Pelayanan Sterilisasi.		
Prosedur	1. Persiapan alat dan bahan : a. Bak rendam b. Sikat kecil dan besar c. Air mengalir d. Enzymatic e. Lap atau handuk sedang 2. Langkah – langkah : a. Terima alat instrumen dari instalasi terkait. b. Data alat instrumen di form elektronik daftar alat DAUS. c. Lakukan 6 langkah cuci tangan. d. Gunakan APD pencucian alat. e. Siapkan larutan enzymatic. f. Siapkan bak perendaman. g. Tuangkan cairan enzymatic sesuai takaran. h. Rendam alat instrumen pada larutan pertama alkazime selama 15 menit. i. Bersihkan sisa kotoran di sela sela instrumen dengan sikat, kemudian bilas dengan air mengalir. j. Lanjutkan rendam ke cairan kedua alkacide selama 15 menit,di cairan kedua ini instrumen sudah masuk fase DTT. k. Bilas instrumen dengan air mengalir. l. Keringkan instrumen yang dibilas dengan lap/handuk. m. Set instrumen sesuai kebutuhan tindakan dan siap untuk di packing serta labeling.		
Unit Terkait	1.Unit pusat sterilisasi 2.Instalasi kamar operasi 3.Instalasi rawat jalan 4.Instalasi rawat inap 5.Instalasi gawat darurat 6.Intensive care unit		