

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PERBERSIHAN DESINFEKSI ALAT DI RUANGAN (DTR)		
	No. Dokumen 826.66/I-SPO/ILN/VI/2025	No.Revisi 01	Halaman 1/1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit: 10 Juni 2025	Ditetapkan Oleh : Direktur RS. Prima Husada  dr. Nur Mazidah	
Pengertian	Kegiatan menghilangkan sebagian besar mikroorganisme pada peralatan/perlengkapan yang kotor atau sudah digunakan, menghambat pertumbuhan bakteri, dan proses penghapusan kontaminasi mikroorganisme pathogen pada benda dengan proses sterilisasi atau desinfeksi.		
Tujuan	1. Untuk melakukan tindakan medis ke pasien 2. Untuk menghindari hilangnya alat atau tertukar		
Kebijakan	Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor 571.5/I-PDM/DIR/VI/2025 tentang Pedoman Pelayanan Sterilisasi		
Prosedur	1. Persiapan alat dan bahan : a. Alat yang terkontaminasi b. APD c. Semprotan d. Alkohol 70 % e. Lap atau handuk 2. Langkah – langkah : a. Cuci tangan 6 langkah. b. Pakai APD lengkap. c. Ambil alat yang telah terkontaminasi. d. Pisahkan benda yang terbuat dari plastik, karet, logam, elektronik. e. Identifikasi alat apakah aman jika dilakukan desinfeksi. f. Semprot alat dengan menggunakan alkohol 70% di seluruh permukaan alat. g. Lap dengan handuk atau spon. h. Pastikan tidak ada sisa darah dan kotoran. i. Pastikan alat tersebut masih berfungsi dengan baik.contoh alat yang dibersihkan dengan desinfeksi tingkat rendah yaitu : tensimeter,termometer,torniket dll. j. Desinfeksi tingkat rendah juga biasa dilakukan dengan cara direndam dengan enzimatik tertentu,tergantung jenis alat yang akan di desinfeksi. k. Lepas APD dan cuci tangan 6 langkah		
Unit Terkait	1.Unit pusat sterilisasi 2.Instalasi kamar operasi 3.Instalasi rawat jalan 4.Instalasi rawat inap 5.Instalasi gawat darurat 6.Intensive care unit		