

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PENYEDIAAN KASA STERIL		
	No. Dokumen 826.14/I-SPO/ILN/VI/2025	No.Revisi 01	Halaman 1/1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit: 10 Juni 2025	Ditetapkan Oleh : Direktur RS. Prima Husada  dr. Nur Mazidah	
Pengertian	Bahan habis pakai yang digunakan di banyak instalasi di rumah sakit untuk proses perawatan		
Tujuan	Untuk proses perawatan pada pasien sehingga meminimalisir resiko infeksi		
Kebijakan	Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor 571.5/I-PDM/DIR/VI/2025 tentang Pedoman Pelayanan Sterilisasi		
Prosedur	1. Persiapan alat dan bahan : a. Kasa roll b. Pemotong kasa c. Cetakan kasa d. Penggaris e. Bolpoin f. Pouces g. Indikator steril h. Stampel expired i. APD 2. Langkah – langkah : a. Cuci tangan 6 langkah. b. Pakai APD (Masker,sarung tangan dan celemek). c. Siapkan kasa roll untuk dipotong sesuai ukuran dan jenis kasa yang akan dibuat. d. Lipat kasa yang sudah di potong,usahakan serabut kasa tidak nampak. e. Hitung kasa untuk dikemas dalam pouces, yang berisi 10 lipatan per kemasan pouces . f. Beri label expired dan nama jenis kasa. g. Beri indikator steril pada kemasan. h. Press dan rapikan kemasan kasa. i. Masukkan kasa dalam sterilisator dry hit selama 1 jam dengan suhu 100 derajat celcius. j. Angkat dan keluarkan kasa bila sudah steril. k. Simpan dilemari steril. l. Lepas APD dan cuci tangan 6 langkah.		
Unit Terkait	1.Unit pusat sterilisasi 2.Instalasi kamar operasi 3.Instalasi rawat jalan 4.Instalasi rawat inap 5.Instalasi gawat darurat 6.Intensive care unit		