

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PENYEDIAAN LINEN STERIL		
	No. Dokumen 826.15/I-SPO/ILN/VI/2025	No.Revisi 01	Halaman 1/1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit: 10 Juni 2025	Ditetapkan Oleh : Direktur RS. Prima Husada  dr. Nur Mazidah	
Pengertian	Kegiatan untuk mensterilkan linen yang diproses pertama kali di laundry untuk kebutuhan kamar operasi		
Tujuan	1. Untuk keperluan pelayanan dan tindakan di kamar operasi 2. Menghindari infeksi silang saat proses di kamar operasi 3. Tindakan lanjutan setelah proses pertama di laundry		
Kebijakan	Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor 571.5/I-PDM/DIR/VI/2025 tentang Pedoman Pelayanan Sterilisasi		
Prosedur	1. Persiapan alat dan bahan : a. Duk lubang besar b. Duk kecil c. Duk bungkus d. Duk double e. Gaun (skort) f. Waslap g. Selang suction h. Baskom stainlees i. Isolasi kertas j. Indikator steril k. Spidol marker 2. Langkah – langkah : a. Cuci tanagn 6 langkah. b. Bersihkan baskom dengan desinfektan. c. Siapkan baskom dengan selang suction . d. Bungkus 4 gaun,4 duk kecil,1 duk lubang,1 duk doble dan 4 waslap di dalam 1 wadah baskom. e. Siapkan duk pembungkus untuk membungkusnya. f. Beri label dengan isolasi kertas untuk menulis tanggal expired dan nama petugas. g. Tempelkan indikator steril. h. Masukkan set linen ke dalam sterilisator selama 1 jam dengan suhu 160 derajat celcius. i. Angkat dan keluarkan set linen ketika alarm steril berbunyi. j. Simpan dilemari steril. k. Cuci tangan 6 langkah.		
Unit Terkait	1.Unit pusat sterilisasi 2.Instalasi kamar operasi		