

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PERMINTAAN DAN PENGGUNAAN ENZYMATIC SPRAY UNTUK PRE-CLEANING		
	No. Dokumen 171/I-SPO/DIR/III/2026	No.Revisi 01	Halaman 1 / 2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit: 01 Maret 2026	Ditetapkan Oleh : PLT Direktur Rumah Sakit Prima Husada  dr. Resti Lestantini, M. Kes	
Pengertian	Enzymatic spray adalah cairan pembersih yang mengandung enzim untuk membantu melarutkan darah, protein, dan sisa jaringan pada alat medis sebelum dilakukan proses dekontaminasi dan sterilisasi di CSSD. Enzymatic spray digunakan sebagai pre-cleaning pada alat medis kotor agar kotoran tidak mengering sebelum diproses lebih lanjut.		
Tujuan	1. Menjamin proses pre-cleaning alat medis dilakukan dengan benar sebelum sterilisasi. 2. Menjaga kualitas larutan enzimatik agar digunakan dalam kondisi masih efektif dan tidak kedaluwarsa setelah pengenceran. 3. Menjamin keamanan petugas dengan memastikan proses pengoplosan larutan enzimatik dilakukan oleh petugas yang kompeten. 4. Mengendalikan distribusi dan penggunaan enzymatic spray di unit pelayanan.		
Kebijakan	Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor 571.5/I-PDM/DIR/VI/2025 tentang Pedoman Pelayanan Sterilisasi.		
Prosedur	A. Pengadaan dan Penyiapan Enzymatic 1. Lakukan pengadaan larutan enzymatic sesuai kebutuhan oleh petugas CSSD. 2. Siapkan larutan enzymatic sesuai dengan petunjuk penggunaan dari pabrik. 3. Pengoplosan atau pengenceran larutan enzymatic dilakukan oleh petugas CSSD. 4. Gunakan alat pelindung diri sesuai standar saat menyiapkan larutan. 5. Larutan enzymatic yang telah disiapkan dimasukkan ke dalam botol spray yang bersih. 6. Botol spray diberi label yang berisi: - Nama cairan - Tanggal dibuka - Expired date B. Penyediaan Enzymatic Spray di CSSD 1. Botol spray enzymatic disiapkan dan disimpan di CSSD. 2. Enzymatic spray diberikan kepada unit pelayanan yang membutuhkan pada saat pengambilan alat steril. C. Pengambilan Enzymatic Spray oleh Unit 1. Petugas unit datang ke CSSD untuk mengambil alat steril. 2. Ambil botol enzymatic spray yang telah disiapkan oleh CSSD.		

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PERMINTAAN DAN PENGGUNAAN ENZYMATIC SPRAY UNTUK PRE-CLEANING		
	No. Dokumen 171/I-SPO/DIR/III/2026	No.Revisi 01	Halaman 2 / 2
	3. Lakukan pencatatan distribusi botol enzymatic spray oleh petugas CSSD. D. Penggunaan Enzymatic Spray di Unit 1. Setelah alat medis selesai digunakan, lakukan pre-cleaning dengan menyemprotkan enzymatic spray pada permukaan alat medis yang terkontaminasi darah atau cairan tubuh oleh petugas unit pengguna. 2. Alat medis kemudian dimasukkan ke dalam wadah alat kotor untuk dikirim ke CSSD. E. Pengembalian Botol Spray 1. Saat unit menyerahkan alat medis kotor ke CSSD, botol enzymatic spray dikembalikan kepada petugas CSSD. 2. Periksa kondisi botol spray oleh petugas CSSD. 3. Jika masih layak, botol dapat digunakan kembali setelah dilakukan pengisian ulang. F. Pengendalian Penggunaan 1. Enzymatic spray tidak disimpan secara tetap di unit pelayanan. Hanya unit pelayanan tertentu saja yang boleh menyimpan enzymatic spray (tidak perlu pengembalian setiap selesai digunakan) seperti unit IGD, IKO, Poli Gigi, Poli Bedah, Poli Ortho, Poli Obgyn, Maternitas karena intensitas penggunaan sangat tinggi dalam satu hari. Namun jika sediaan tinggal sedikit wajib mengisi ulang ke CSSD sesuai prosedur pengembalian botol spray. 2. Botol spray dikembalikan ke CSSD setelah alat medis kotor diserahkan. 3. Pengelolaan ini bertujuan untuk mencegah larutan enzymatic kedaluwarsa setelah pengenceran serta menjaga keamanan proses penyiapan cairan.		
Unit Terkait	1. IRNA 2. IRJA 3. IKO 4. ICU/NICU/PICU 5. IGD 6. CSSD		