

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PRE – CLEANING DI UNIT		
	No. Dokumen 172/I-SPO/DIR/III/2026	No.Revisi 01	Halaman 1 / 2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit: 01 Maret 2026	Ditetapkan Oleh : PLT Direktur Rumah Sakit Prima Husada  dr. Resti Lestantini, M. Kes	
Pengertian	Pre-Cleaning merupakan proses pembersihan awal yang dilakukan pada instrumen atau alat medis untuk mencegah sisa kotoran pada permukaan alat, sehingga dapat mempermudah proses pencucian dan dekontaminasi selanjutnya di unit CSSD.		
Tujuan	1. Menghilangkan kotoran organik seperti darah dan jaringan. 2. Mencegah kotoran mengering pada instrumen medis. 3. Mempermudah proses cleaning di CSSD. 4. Mengurangi risiko infeksi dan kontaminasi silang. 5. Menjaga kualitas dan umur pakai instrumen medis.		
Kebijakan	Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor 571.5/I-PDM/DIR/VI/2025 tentang Pedoman Pelayanan Sterilisasi.		
Prosedur	Persiapan alat dan bahan : 1. Enzimatik spray 2. APD (Sarung tangan sekali pakai, masker, apron (jika ada resiko percikan), goggles/face shield (jika beresiko percikan cairan)) 3. Wadah/bak instrument 4. Box kontainer alat kotor tertutup 5. Label instrument kotor Langkah – langkah : 1. Lakukan hand hygiene sesuai prosedur. 2. Gunakan APD yang dibutuhkan. 3. Siapkan enzymatic spray, alat kotor beserta wadah/bak instrumennya. 4. Cek kelengkapan alat dalam bak instrument. 5. Buang sisa betadine / NaCl 0,9% yang ada dalam cucing dan sisa bmhp lain seperti kassa, needle sekali pakai, benang, dll. 6. Jika terdapat darah atau kotoran berlebih, lap dengan sisa kassa yang ada. 7. Semprotkan cairan enzimatik secara merata pada seluruh permukaan alat, termasuk bagian sambungan atau engsel. 8. Pastikan seluruh permukaan alat terlapisi cairan enzimatik. 9. Biarkan selama 1-5 menit sesuai petunjuk produk agar enzim bekerja melarutkan kotoran organik. 10. Bawa alat yang sudah di pre cleaning ke unit CSSD dengan memasukkan dalam box tertutup. 11. Lepaskan APD sesuai prosedur. 12. Lakukan hand hygiene kembali. 13. Lakukan serah terima alat dengan petugas CSSD untuk melakukan <i>cross-check</i> kelengkapan alat tersebut.		

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PRE – CLEANING DI UNIT		
	No. Dokumen 172/I-SPO/DIR/III/2026	No.Revisi 01	Halaman 2 / 2

	14. Tinggalkan box tempat alat di Unit CSSD untuk di lakukan proses pencucian. Catatan: 1. Pre-cleaning segera dilakukan setelah alat selesai digunakan. 2. Jangan menggunakan detergen rumah tangga atau detergen cuci baju untuk instrument medis karena dapat merusak alat secara tidak langsung. 3. Pastikan enzymatic spray tidak mengering sebelum alat diproses di CSSD. 4. Instrumen tajam harus ditangani dengan hati-hati untuk mencegah cedera.
Unit Terkait	1. IRNA 2. IRJA 3. IKO 4. ICU/NICU/PICU 5. IGD 6. CSSD