

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PENGUJIAN REAGENSIA LABORATORIUM		
	No. Dokumen 552.85/I-SPO/LAB/VI/2025	No. Revisi 01	Halaman 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit: 02 Juni 2025	Ditetapkan Oleh: Direktur Rumah Sakit Prima Husada  dr. Nur Mazidah	
Pengertian	Suatu proses untuk menguji kelayakan reagen sebelum dipesan, dibeli dan digunakan.		
Tujuan	1. Sebagai acuan pengujian reagensia laboratorium. 2. Supaya diperoleh mutu dan kualitas reagen yang baik, harga terjangkau, mudah pengerjaannya dan mudah didapat.		
Kebijakan	Peraturan Direktur Nomor 536/I-PDM/DIR/V/2025 Tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Prima Husada.		
Prosedur	1. Pemilihan Reagen Jadi/Komersial Harus memperhatikan hal-hal pokok sebagai berikut: a. Produk pabrik yang memiliki standar kualitas. b. Sedapat mungkin dipilih reagen yang dipakai dalam metode yang direkomendasikan oleh lembaga yang berwenang. c. Isi kemasan / volume sesuai dengan kebutuhan. d. Mempunyai masa kadaluarsa yang panjang. e. Mudah diperoleh di pasaran. f. Mempunyai kestabilan yang baik. 2. Waktu Uji Kualitas Reagen Dilakukan setiap membuka reagen baru, setiap minggu (terutama larutan pewarna ziehl Neelsen),bila sudah mendekati masa kadaluarsa (1 bulan sebelum masa kadaluarsa), bila ada tanda-tanda kerusakan (timbul kekeruhan, perubahan warna dan timbul endapan), bila terdapat kecurigaan hasil pemeriksaan yang tidak sesuai dengan kondisi klinis pasien. 3. Cara Uji Kualitas Reagen a. Uji Kualitas Reagen Kering 1) Siapkan kontrol positif 2) Lakukan pengambilan stik secara acak (tepi-tengah-tepi) 3) Keluarkan stik rapid test dari bungkusnya 4) Lakukan pengecekan menggunakan kontrol positif 5) Cek stik rapid test tersebut, bila hasilnya baik maka reagen siap digunakan.		

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PENGUJIAN REAGENSIA LABORATORIUM		
	No. Dokumen 552.85/I-SPO/LAB/VI/2025	No. Revisi 01	Halaman 2/2
	b. Uji Kualitas Reagen Cair 1) Siapkan serum kontrol. 2) Lakukan pengambilan reagen secara acak pada box reagen. 3) Lakukan pengecekan reagen menggunakan serum kontrol. 4) Lihat hasil kadar serum kontrol. 5) Apabila hasil kadar masuk dalam nilai range maka reagen siap digunakan.		
Unit Terkait	1. Instalasi Laboratorium		