

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PEMBACAAN HAPUSAN DARAH		
	No. Dokumen 552.108/I-SPO/LAB/VI/2025	No. Revisi 02	Halaman 1 / 1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 02 Juni 2025	Ditetapkan Oleh : Direktur RS Prima Husada  dr. Nur Mazidah	
Pengertian	Suatu cara atau teknik pembacaan hapusan darah yang sesuai dengan ketentuan ditujukan untuk menilai morfologi darah pasien		
Tujuan	1. Menilai morfologi komponen seluler darah 2. Mengetahui perubahan hitung jenis leukosit 3. Mencari adanya parasit		
Kebijakan	Peraturan Direktur Nomor 536/I-PDM/DIR/V/2025 Tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Prima Husada.		
Prosedur	1. Hapusan Darah Tepi (HDT) dilihat dengan perbesaran 10x menggunakan mikroskop untuk menemukan lapang pandang dan <i>counting area</i> 2. Pada area <i>counting</i> dilihat dengan perbesaran 100x dengan menambahkan satu tetes oil imersi pada hapusan 3. Pembacaan eritrosit dilihat bentuk, ukuran (besar/kecil), dan kesan jumlahnya 4. Pembacaan leukosit dengan menghitung sebanyak 100 sel yang dilihat secara urut  . Sel yang dilihat adalah basophil, eosinophil, neutrophil stab, neutrophil segmen, limfosit, dan monosit 5. Menghitung kesan jumlah trombosit dan melihat kematangan trombosit 6. Membuat kesan dari hapusan yang dilihat dengan melihat Hapusan Darah Tepi (HDT) secara keseluruhan 7. Memberikan usul pemeriksaan laboratorium untuk menegakkan diagnosa dan mengeliminasi diagnosa banding		
Unit Terkait	1. Instalasi Rawat Inap 2. Instalasi Rawat Jalan 3. Instalasi Gawat Darurat 4. Instalasi Laboratorium		