

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PEMBUATAN HAPUSAN DARAH		
	No. Dokumen 552.109/I-SPO/LAB/VI/2025	No. Revisi 02	Halaman 1 / 1

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 02 Juni 2025	Ditetapkan Oleh : Direktur RS Prima Husada  dr. Nur Mazidah
Pengertian	Suatu cara atau teknik pembuatan hapusan darah yang sesuai dengan ketentuan pemeriksaan ditujukan untuk pemeriksaan morfologi darah lanjutan.	
Tujuan	Agar didapatkan sediaan apus darah untuk pemeriksaan morfologi darah	
Kebijakan	Peraturan Direktur Nomor 536/I-PDM/DIR/V/2025 Tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Prima Husada.	
Prosedur	1. Teteskan 1 tetes sampel darah di atas <i>object glass</i> $\pm$ 2 cm dari ujung kanan. 2. Ambil <i>Cover Glass</i>, letakkan pada sebelah kiri tetesan darah dengan posisi membentuk sudut $\pm$ 30°, <i>geser cover glass</i> kekanan sampai darah menyebar lalu geserlah ke kiri dengan gerakan yang cepat sehingga terbentuk hapusan darah yang tipis. 3. Keringkan hapusan darah di udara bebas selama $\pm$ 5 menit. 4. Genangi seluruh permukaan hapusan darah dengan metanol selama 3-5 menit untuk memfiksasi sel ke <i>object glass</i> 5. Tetesi larutan zat warna wright (eosin-methylene blue) diatas sediaan hingga tergenang dan biarkan selama 3-5 menit 6. Bilas menggunakan air mengalir 7. Letakan sediaan dalam posisi tegak dan biarkan kering di udara 8. keringkan dan siap di baca di bawah mikroskop.	
Unit Terkait	1. Instalasi Rawat Inap 2. Instalasi Rawat Jalan 3. Instalasi Gawat Darurat 4. Instalasi Laboratorium	