

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PEMERIKSAAN BGA (<i>BLOOD GAS ANALYSIS</i>)		
	No. Dokumen 552.94/I-SPO/LAB/VI/2025	No. Revisi 01	Halaman 1 / 1

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 02 Juni 2025	Ditetapkan Oleh : Direktur RS Prima Husada  dr. Nur Mazidah
Pengertian	Suatu cara atau teknik pemeriksaan BGA (<i>Blood Gas Analysis</i>) yang sesuai dengan ketentuan pemeriksaan.	
Tujuan	1. Sebagai acuan dalam pengoperasian alat BGA (<i>Blood Gas Analysis</i>) 2. Untuk mengukur derajat keasaman (pH) dan jumlah oksigen (O₂) serta karbon dioksida (CO₂) dalam darah 3. Mampu menilai fungsi paru-paru dan mendeteksi ketidakseimbangan asam basa yang dapat mengindikasikan gangguan pernafasan, metabolise, atau ginjal	
Kebijakan	Peraturan Direktur Nomor 536/I-PDM/DIR/V/2025 Tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Prima Husada.	
Prosedur	1. Dari menu utama pilih parameter/panel dari kolom select analysis (pH, pCO₂, pO₂, Na, K, Ca, Lac, HCO₃, Glu) 2. Pilih tipe sampel (Arterial) pada kolom type venous, kemudian tekan opsi GO. 3. Homogenkan terlebih dahulu sampel yang telah diambil dari pembuluh darah arteri kemudian pindahkan sampel darah sebanyak 300 µL ke wadah cup sampel. 4. Segera masukkan sampel pada probe, lalu tekan OK. 5. Jika sudah terdengar “Beep” atau di layar tertampil “Remove sample now”, Tarik sampel agar probe tidak bengkok. 6. Masukkan data informasi pasien (nomor registrasi medis, nama pasien, suhu pasien, Saturasi, dan kadar hemoglobin), tekan OK. 7. Tunggu hasil sampai muncul pada layar.	
Unit Terkait	1. Instalasi Laboratorium	