

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PEMERIKSAAN TES IgG/IgM DENGUE		
	No. Dokumen 552.95/I-SPO/LAB/VI/2025	No. Revisi 01	Halaman 1 / 1

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 02 Juni 2025	Ditetapkan Oleh : Direktur RS Prima Husada  dr. Nur Mazidah
Pengertian	Suatu cara penetapan kualitatif imunologi dengan metode (ICT) imunokromatografi dengan menggunakan monoklonal antibodi terhadap IgM dan atau IgG dengue.	
Tujuan	Mendeteksi virus demam berdarah .	
Kebijakan	Peraturan Direktur Nomor 536/I-PDM/DIR/V/2025 Tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Prima Husada.	
Prosedur	1. Buka pembungkus test strip. 2. Tulis identitas pasien dan cocokkan dengan sampel. 3. Teteskan 10 µl serum atau plasma kedalam lubang sampel menggunakan micropipette. 4. Teteskan 3 tetes buffer dengan posisi vertikal pada lubang reagen. 5. Baca hasil antara 10-15 menit setelah menambahkan sampel. Interpretasi hasil : Infeksi Primer : muncul warna merah pada tanda IgM dan tanda control. Infeksi sekunder : muncul warna merah pada tanda IgG dan tanda control, begitu juga jika muncul warna merah pada IgM dan IgG serta tanda control. Negatif : hanya muncul tanda merah pada tanda control. Invalid : jika tidak muncul warna merah pada jendela control.	
Unit Terkait	1. Instalasi Laboratorium	