

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PEMERIKSAAN FAECES LENGKAP		
	No. Dokumen 552.97/I-SPO/LAB/VI/2025	No. Revisi 02	Halaman 1 / 1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 02 Juni 2025	Ditetapkan Oleh : Direktur RS Prima Husada  dr. Nur Mazidah	
Pengertian	Suatu cara atau teknik pemeriksaan faeces untuk menganalisa secara makroskopik maupun mikroskopik dan membantu menegaskan diagnosis		
Tujuan	1. Untuk memeriksa adanya telur cacing cacing serta amoeba dalam faeces manusia 2. Untuk mendeteksi adanya ketidaknormalan dalam saluran pencernaan manusia		
Kebijakan	Peraturan Direktur Nomor 536/I-PDM/DIR/V/2025 Tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Prima Husada.		
Prosedur	1. Amati sampel faeces secara makroskopis yang meliputi warna, konsistensi, darah,dan lendir 2. Beri 1 tetes cairan Pz di atas <i>object glass</i> 3. Ambil sedikit sampel faeces dengan menggunakan ujung tusuk gigi. Lalu campur dengan tetesan pz yang sudah disiapkan tadi 4. Tutup dengan menggunakan <i>cover glass</i> 5. Amati dibawah mikroskop dengan perbesaran 10* untuk melihat lapang pandang 6. Kemudian ubah ke perbesaran 40* untuk mengamati morfologi 7. Laporkan hasil pemeriksaan		
Unit Terkait	1. Instalasi Unit Laboratorium		