

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PEMERIKSAAN FT4N		
	No. Dokumen 552.98/I-SPO/LAB/VI/2025	No. Revisi 02	Halaman 1 / 1

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 02 Juni 2025	Ditetapkan Oleh : Direktur RS Prima Husada  dr. Nur Mazidah
Pengertian	Suatu cara atau teknik pemeriksaan FT4N yang sesuai dengan ketentuan	
Tujuan	Untuk menghitung konsentrasi FT4N dalam serum darah pasien secara kuantitatif	
Kebijakan	Peraturan Direktur Nomor 536/I-PDM/DIR/V/2025 Tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Prima Husada.	
Prosedur	1. Pada menu pilih “Status Screen”. 2. Pilih section yang diinginkan (misalkan section A) 3. Pilih posisi yang diinginkan, sesuai dengan posisi reagen strip, contoh:A1 (dengan menekan tombol angka 1 pada keypad). 4. Pilih “Assay” 5. Pilih “Select Assay” daftar kode assay akan ditampilkan pada layar, kemudian pilih jenis pemeriksaan yang akan dilakukan 6. Pilih “sample ID”. 7. Masukkan identitas sampel (maksimum 12 huruf). 8. Masukkan sampel sebanyak 100 ul 9. Masukkan cartridge mini vidas yang akan dirunning (sudah terisi dengan sampel). 10. Tekan “Start” untuk memulai pemeriksaan. 11. Hasil akan dikeluarkan melalui print out pada alat.	
Unit Terkait	1. Instalasi Laboratorium	