

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PEMERIKSAAN GOLONGAN DARAH		
	No. Dokumen 552.99/I-SPO/LAB/VI/2025	No. Revisi 01	Halaman 1 / 1

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 02 Juni 2025	Ditetapkan Oleh : Direktur RS Prima Husada  dr. Nur Mazidah																				
Pengertian	Suatu cara atau teknik pemeriksaan golongan darah yang sesuai dengan ketentuan untuk dilakukan pemeriksaan																					
Tujuan	Untuk mengetahui golongan darah dari pasien																					
Kebijakan	Peraturan Direktur Nomor 536/I-PDM/DIR/V/2025 Tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Prima Husada.																					
Prosedur	1. Siapkan kertas golongan darah yang bersih dan kering. 2. Teteskan masing-masing satu tetes reagen Anti A, Anti B, Anti AB, dan Anti-D pada kartu khusus untuk pemeriksaan golongan darah dengan jumlah yang sama secara terpisah. 3. Pada masing-masing tetesan tambahkan 10 µl sampel darah dengan menggunakan mikropipet (Menggunakan darah vena) 4. Aduk masing-masing campuran dengan menggunakan batang pengaduk yang berbeda dan baca adanya aglutinasi 5. Untuk menentukan hasil lihat tabel Interpretasi Hasil. <table><tr><th>Reagen Anti A</th><th>Reagen Anti B</th><th>Reagen Anti AB</th><th>Golongan Darah</th></tr><tr><td>+</td><td>-</td><td>+</td><td>A</td></tr><tr><td>-</td><td>+</td><td>+</td><td>B</td></tr><tr><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>AB</td></tr><tr><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>O</td></tr></table> Keterangan : (+) : Terjadi aglutinasi (-) Tidak terjadi aglutinasi Interpretasi Hasil untuk R/ Anti-D IgM (Rhesus) : Rhesus (+) : Terjadi aglutinasi Rhesus (-) : Tidak terjadi aglutinasi		Reagen Anti A	Reagen Anti B	Reagen Anti AB	Golongan Darah	+	-	+	A	-	+	+	B	+	+	+	AB	-	-	-	O
Reagen Anti A	Reagen Anti B	Reagen Anti AB	Golongan Darah																			
+	-	+	A																			
-	+	+	B																			
+	+	+	AB																			
-	-	-	O																			
Unit Terkait	1. Instalasi Laboratorium 2. Maternitas 3. Instalasi Rawat Inap 4. Instalasi Rawat Jalan 5. Instalasi Gawat Darurat																					