

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PEMERIKSAAN Hbs Ag		
	No. Dokumen 552.100/I-SPO/LAB/VI/2025	No. Revisi 02	Halaman 1 / 1

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 02 Juni 2025	Ditetapkan Oleh : Direktur RS Prima Husada  dr. Nur Mazidah
Pengertian	Suatu cara atau teknik pemeriksaan HbsAg yang sesuai dengan ketentuan pemeriksaan	
Tujuan	Untuk mendeteksi adanya antigen hepatitis B secara kualitatif pada serum atau plasma	
Kebijakan	Peraturan Direktur Nomor 536/I-PDM/DIR/V/2025 Tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Prima Husada.	
Prosedur	1. Siapkan strip HbsAg 2. Pipet sampel serum sebanyak 100 ul, Teteskan pada strip HbsAg dan tunggu selama 15 menit 3. Setelah 15 menit, Baca hasilnya sesuai dengan interpretasi hasil <u>Interpretasi Hasil</u> * Hasil Positif (+) : Jika Muncul Tanda 2 Garis Merah * Hasil Negatif (-) : Jika Muncul Tanda 1 Garis Merah	
Unit Terkait	1. Intaslasi Laboratorium	