

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PEMERIKSAAN HCG		
	No. Dokumen 552.101/I-SPO/LAB/VI/2025	No. Revisi 01	Halaman 1 / 1

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 02 Juni 2025	Ditetapkan Oleh : Direktur RS Prima Husada  dr. Nur Mazidah
Pengertian	Suatu cara atau teknik pemeriksaan plano test yang sesuai dengan ketentuan untuk dilakukan pemeriksaan	
Tujuan	Untuk mendeteksi adanya hormon HCG (Human Chorionic Gonadotropin) yang terdapat dalam urine wanita hamil, dimana dalam keadaan normal HCG tidak ditemukan	
Kebijakan	Peraturan Direktur Nomor 536/I-PDM/DIR/V/2025 Tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Prima Husada.	
Prosedur	1. Siapkan strip HCG dan wadah penampung urine yang bersih dan kering 2. Celupkan strip HCG tersebut kedalam wadah penampung urine selama 15 menit, pastikan tidak melebihi tanda batas 3. Setelah 15 menit, baca hasilnya sesuai dengan keterangannya <u>Interpretasi Hasil</u> * Hasil Positif (+) : Jika Muncul Tanda 2 Garis Merah * Hasil Negatif (-) : Jika Muncul Tanda 1 Garis Merah	
Unit Terkait	1. Instalasi Rawat Inap 2. Instalasi Rawat Jalan 3. Instalasi Gawat Darurat 4. Instalasi Laboratorium	