

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA		PEMERIKSAAN IgM <i>SALMONELLA</i>		
RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA		No. Dokumen 552.102/I-SPO/LAB/VI/2025	No. Revisi 02	Halaman 1 / 1
TANDAR PROSEDUR OPERASIONAL		Tanggal Terbit : 02 Juni 2025	Ditetapkan Oleh : Direktur RS Prima Husada  dr. Nur Mazidah	
Pengertian	Suatu cara atau teknik pemeriksaan IgM <i>Salmonella</i> yang sesuai dengan ketentuan untuk mengetahui antibodi IgM terhadap bakteri <i>Salmonella typhi</i> penyebab demam tifoid di sampel serum pasien			
Tujuan	Untuk mendeteksi adanya infeksi demam thypoid akut pada serum pasien yang disebabkan oleh <i>Salmonella typhi</i> secara semi kuantitatif			
Kebijakan	Peraturan Direktur Nomor 536/I-PDM/DIR/V/2025 Tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Prima Husada.			
Prosedur	1. Letakkan <i>TUBEX reaction well strip</i> pada meja yang datar, 2. Tambahkan 50µl reagen <i>brown</i> pada salah satu lubang 3. Tambahkan 50 µl sampel, campur sampel tersebut dengan menghisap tiup menggunakan mikropipet selama 5-10 kali. 4. Inkubasi selama 2 menit 5. Tambahkan 100 reagen blue kedalam lubang tersebut 6. Tutup lubang tersebut dengan sealing tape TUBEX (Pastikan permukaan tertutup dengan sempurna) 7. Kocok selama 2 menit menggunakan TUBEX <i>Shaker</i>. Ketika timer berhenti, alarm akan berbunyi 8. Letakkan TUBEX reaction well strip pada <i>TUBEX colour scale</i>. Lihat warna setelah 5 menit. Bandingkan warna yang terbentuk pada lubang sampel dengan skala yang ada pada <i>colour scale</i>			
Unit Terkait	1. Instalasi Rawat Inap 2. Instalasi Rawat Jalan 3. Instalasi Gawat Darurat 4. Instalasi Laboratorium			