

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PROSEDUR PEMERIKSAAN KIMIA KLINIK (INDIKO)		
	No. Dokumen 552.152/I-SPO/LAB/VI/2025	No. Revisi 02	Halaman 1 / 1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 02 Juni 2025	Ditetapkan Oleh : Direktur RS Prima Husada  dr. Nur Mazidah	
Pengertian	Suatu acuan pengerjaan spesimen serum darah Kimia Klinik yang sesuai dengan ketentuan guna menjamin pemeriksaan kimia klinik dilakukan secara akurat, presisi, dan sesuai standar mutu menggunakan alat Indiko.		
Tujuan	Untuk mengetahui, mendiagnosis, memantau dan menemukan faktor risiko penyakit. Pemeriksaan ini membantu dalam menentukan terapi dan pengobatan yang tepat, serta mengevaluasi efektivitasnya.		
Kebijakan	Peraturan Direktur Nomor 536/I-PDM/DIR/V/2025 Tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Prima Husada.		
Prosedur	1. Pastikan alat sudah menyala dan siap untuk digunakan 2. Log In ke program Indiko dengan memasukkan <i>username</i> dan <i>password</i> 3. Siapkan sampel pasien yang akan diperiksa. 4. Klik F2. 5. Klik 1. Sampel. 6. Klik New. 7. Ketik nomor/ID pasien dan pilih pemeriksaan sesuai dengan form permintaan pemeriksaan laboratorium 8. Klik display/run. 9. Pilih rak, dan pilih posisi. 10. Klik Save. 11. Buka cover. 12. Masukkan rak dan penutup cover. 13. Klik F1. 14. Start dan tunggu hasil selesai.		
Unit Terkait	1. Instalasi Laboratorium		