

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PROSEDUR PEMERIKSAAN KPTT		
	No. Dokumen 552.103/I-SPO/LAB/VI/2025	No. Revisi 02	Halaman 1 / 1
STANDART PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 02 Juni 2025	Ditetapkan Oleh : Direktur RS Prima Husada  dr. Nur Mazidah	
Pengertian	Acuan pemeriksaan KPTT yang dapat mengukur kuantitas faktor pembekuan darah yang berperan pada proses hemostasis untuk mendeteksi adanya kelainan pembekuan darah		
Tujuan	1. Untuk mengetahui kelainan-kelainan factor pembekuan darah pada jalur intrinsic (factor VIII, IX, X dan V) screening test untuk pasien pra bedah 2. Untuk memantau pasien dengan terapi antikoagulan		
Kebijakan	Peraturan Direktur Nomor 536/I-PDM/DIR/V/2025 Tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Prima Husada.		
Prosedur	1. Nyalakan alat thrombotimer 2 dan tunggu waktu start up sampai selesai sebelum alat digunakan 2. Siapkan kuvet alat thrombotimer 2 pada tempat yang ditentukan 3. Tekan tombol “TEST” pada alat lalu pilih pemeriksaan “KPTT” 4. Pipet sampel plasma Na Citrat sebanyak 50 ul + reagen KPTT Sebanyak 50 ul dengan menggunakan mikropipet, tuang pada kuvet sampel. 5. Tambahkan bola magnetik (<i>magnetic ball</i>) ke dalam kuvet berisi sampel lalu tekan kuvet hingga lampu indikator inkubasi menyala 6. Tunggu waktu sampel inkubasi kurang lebih selama 2 menit hingga lampu indikator inkubasi mati atau hingga berbunyi “beep” 7. Masukkan kuvet yang berisi sampel + <i>magnetic ball</i> ke dalam tempat pembacaan, lalu pilih tombol “RESET” hingga alat siap 8. Pipet reagen CaCl ₂ sebanyak 50 ul dengan menggunakan mikropipet 50 ul, dan masukkan ke kuvet 9. Tunggu alat <i>running</i> dan hasil KPTT akan tertera pada layar		
Unit Terkait	1. Instalasi Gawat Darurat 2. Instalasi Rawat Inap 3. Instalasi Rawat Jalan		