

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PEMERIKSAAN TES NARKOBA		
	No. Dokumen 552.107/I-SPO/LAB/VI/2025	No. Revisi 02	Halaman 1 / 1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 02 Juni 2025	Ditetapkan Oleh : Direktur RS Prima Husada  dr. Nur Mazidah	
Pengertian	Suatu teknik pemeriksaan Tes Narkoba yang sesuai dengan ketentuan pemeriksaan		
Tujuan	Untuk mendeteksi secara kualitatif Amphetamine, Methamphetamine, Cocaine, Morphine, Benzodiazepin, Ganja/Marijuana/ THC, Carisoprodol/ SOMA/CAR, dan metabolit nya dalam urin.		
Kebijakan	Peraturan Direktur Nomor 536/I-PDM/DIR/V/2025 Tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Prima Husada.		
Prosedur	1. Siapkan Stik Narkoba (Amphetamine, Metamphetamine, Cocaine, Morphine, Benzodiazepin, Ganja/Marijuana/ THC, Carisoprodol/ SOMA/CAR) 2. Pipet sampel urine, kemudian teteskan 3 tetes sampel urine pada masing-masing stick narkoba 3. Tunggu selama ± 15 menit sampai keluar hasilnya 4. Baca hasil sesuai dengan interpretasi hasil, lalu laporkan hasilnya <u>Interprestasi Hasil</u> * Hasil Positif (+) : Jika Muncul Tanda 1 Garis Merah * Hasil Negatif (-) : Jika Muncul Tanda 2 Garis Merah		
Unit Terkait	1. Instalasi Rawat Inap. 2. Instalasi Rawat Jalan. 3. Instalasi Gawat Darurat. 4. Instalasi Laboratorium		