

|                                                                                                                           |                                          |                  |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|------------------|
|  <div>RUMAH SAKIT<br/>PRIMA HUSADA</div> | PEMERIKSAAN PPT                          |                  |                  |
|                                                                                                                           | No. Dokumen<br>552.110/I-SPO/LAB/VI/2025 | No. Revisi<br>02 | Halaman<br>1 / 1 |

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                         |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| STANDAR<br>PROSEDUR<br>OPERASIONAL | Tanggal Terbit :<br><br>02 Juni 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ditetapkan Oleh :<br>Direktur RS Prima Husada<br><br>dr. Nur Mazidah |
| Pengertian                         | Acuan pemeriksaan PPT yang dapat mengukur kuantitas faktor pembekuan darah yang berperan pada proses hemostasis untuk mendeteksi adanya kelainan pembekuan darah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                         |
| Tujuan                             | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Untuk mengetahui kelainan-kelainan faktor pembekuan darah pada jalur ekstrinsik (faktor V, VII, X protrombin dan fibrinogen)</li><li>2. <i>Screening test</i> untuk pasien pra bedah</li><li>3. Untuk memantau pasien dengan terapi antikoagulan</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                         |
| Kebijakan                          | Peraturan Direktur Nomor 536/I-PDM/DIR/V/2025 Tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Prima Husada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                         |
| Prosedur                           | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Nyalakan alat thrombotimer 2 dan tunggu waktu start up sampai selesai sebelum alat digunakan</li><li>2. Siapkan kuvet alat thrombotimer 2 pada tempat yang ditentukan</li><li>3. Tekan tombol “TEST” pada alat lalu pilih pemeriksaan “PPT”</li><li>4. Pipet sampel plasma sitrat sebanyak 50 ul ke dalam kuvet</li><li>5. Tambahkan bola magnetik (<i>magnetic ball</i>) ke dalam kuvet berisi sampel lalu tekan kuvet hingga lampu indikator inkubasi menyala</li><li>6. Tunggu waktu sampel inkubasi kurang lebih selama 2 menit hingga lampu indikator inkubasi mati atau hingga berbunyi “beep”</li><li>7. Masukkan kuvet yang berisi sampel + <i>magnetic ball</i> ke dalam tempat pembacaan, lalu pilih tombol “RESET” hingga alat siap</li><li>8. Pipet reagen PPT sebanyak 100 ul dengan menggunakan mikropipet 100 ul, dan tuang pada kuvet</li><li>9. Tunggu alat <i>running</i> dan hasil PPT akan tertera pada layar</li></ol> |                                                                                                                                                         |
| Unit Terkait                       | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Instalasi Gawat Darurat</li><li>2. Instalasi Rawat Inap</li><li>3. Instalasi Rawat Jalan</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                         |