

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PEMERIKSAAN RHEUMATOID FAKTOR (RF)		
	No. Dokumen 552.111/I-SPO/LAB/VI/2025	No. Revisi 02	Halaman 1 / 2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 02 Juni 2025	Ditetapkan Oleh : Direktur RS Prima Husada  dr. Nur Mazidah	
Pengertian	Suatu cara atau panduan untuk melakukan tes darah yang mendeteksi antibodi RF, digunakan untuk membantu diagnosis dan memantau Rheumatoid Arthritis (RA) dengan melihat aglutinasi (penggumpalan) partikel lateks pada serum pasien yang positif		
Tujuan	Untuk mendeteksi adanya jumlah faktor rheumatoid pada serum pasien.		
Kebijakan	Peraturan Direktur Nomor 536/I-PDM/DIR/V/2025 Tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Prima Husada.		
Prosedur	Tes Kualitatif : 1. Biarkan semua reagen dan serum mencapai suhu ruang sebelum digunakan. 2. Siapkan slide, teteskan satu tetes (50µl) control positif RF pada lingkaran pertama. Teteskan satu tetes (50µl) control negative pada lingkaran kedua. Teteskan satu tetes (50µl) sampel pada lingkaran ketiga dan seterusnya. 3. Tambahkan satu tetes reagen RF latex pada setiap lingkaran. 4. Aduk rata dan goyangkan slide selama 3 menit, baca hasil pada tempat yang terang. Interpretasi hasil : - Negatif : Bila tidak terjadi aglutinasi - Positif : Bila terjadi aglutinasi (setara dengan 8 µl/ml), maka harus dilanjutkan ke metode tes semi kuantitatif. Tes Semi Kuantitatif : 1. Siapkan sedikitnya lima tabung reaksi : 1:2, 1:4, 1:8, 1:16, 1:32,dst. 2. Encerkan sampel sesuai faktor pengenceran pada setiap tabung reaksi dengan larutan Glisin buffer yang telah diencerkan dengan salin. 3. Teteskan satu tetes kontrol positif dan kontrol negatif pada lingkaran slide. Teteskan satu tetes masing-masing sampel yang telah diencerkan sesuai faktor pengenceran. 4. Tambahkan satu tetes reagen RF latex pada masing-masing lingkaran slide di atas. 5. Aduk rata, lalu goyangkan slide selama 3 menit dan baca hasil pada tempat terang. Interpretasi hasil : - Negatif : Bila tidak terjadi aglutinasi - Positif : Bila terjadi aglutinasi. Konsentrasi RF dalam serum ditentukan dari titer pengenceran serum tertinggi yang masih memberikan aglutinasi. -		

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PEMERIKSAAN RHEUMATOID FAKTOR (RF)		
	No. Dokumen 552.111/I-SPO/LAB/VI/2025	No. Revisi 02	Halaman 2 / 2
	IU/ml sampel : Konsentrasi Positif control (8 IU/ml) x titer pengenceran		
Unit Terkait	1. Instalasi Gawat Darurat 2. Instalasi Rawat Inap 3. Instalasi Rawat Jalan 4. Instalasi Laboratorium		