

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PEMERIKSAAN TROPONIN I		
	No. Dokumen 552.112/I-SPO/LAB/VI/2025	No. Revisi 02	Halaman 1 / 1

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 02 Juni 2025	Ditetapkan Oleh : Direktur RS Prima Husada  dr. Nur Mazidah
Pengertian	Suatu cara atau teknik pemeriksaan Troponin jantung spesifik dalam darah pasien menggunakan antibodi pada strip reagen yang sesuai dengan ketentuan pemeriksaan	
Tujuan	1. Untuk pemeriksaan enzim jantung 2. Untuk diagnosa serangan jantung 3. Untuk diagnosa cedera miokardium	
Kebijakan	Peraturan Direktur Nomor 536/I-PDM/DIR/V/2025 Tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Prima Husada.	
Prosedur	1. Pilih posisi yang diinginkan, sesuai dengan posisi reagent strip, missal A1(dengan menekan tombol angka 1 pada keypad). 2. Pilih “Assay” 3. Pilih “Select Assay” daftar kode assay akan ditampilkan pada layar, kemudian pilih assay yang akan dirunning. 4. Pilih sample ID. 5. Masukkan identitas sampel (maksimum 12 huruf). 6. Masukkan sampel serum pasien sebanyak 200 µl 7. Masukkan cartridge mini vidas yang akan dirunning yang sudah terisi dengan sampel 8. Tekan “Start” untuk memulai pemeriksaan. 9. Hasil akan dikeluarkan melalui print out pada alat.	
Unit Terkait	1. Instalasi Gawat Darurat 2. Instalasi Rawat Inap 3. Instalasi Rawat Jalan 4. Instalasi Laboratorium	