

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PROSEDUR PEMERIKSAAN TSH (<i>Thyroid Stimulatin Hormone</i>)		
	No. Dokumen 552.113/I-SPO/LAB/VI/2025	No. Revisi 02	Halaman 1 / 1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 02 Juni 2025	Ditetapkan Oleh : Direktur RS Prima Husada  dr. Nur Mazidah	
Pengertian	Suatu acuan untuk melakukan pemeriksaan TSH yang sesuai dengan ketentuan agar mengetahui kadar TSH dalam serum darah pasien sehingga membantu menentukan kondisi tiroid pasien.		
Tujuan	Untuk menghitung konsentrasi <i>Thyroid Stimulating Hormone</i> pada serum atau plasma secara kuantitatif		
Kebijakan	Peraturan Direktur Nomor 536/I-PDM/DIR/V/2025 Tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Prima Husada.		
Prosedur	1. Pada menu pilih “Status Screen”. 2. Pilih section yang diinginkan (misalkan section A) 3. Pilih posisi yang diinginkan, sesuai dengan posisi reagen strip, missal A1(dengan menekan tombol angka 1 pada keypad). 4. Pilih “Assay” 5. Pilih “Select Assay” daftar kode assay akan ditampilkan pada layar, kemudian pilih assay yang akan dirunning. 6. Pilih “sample ID” 7. Masukkan identitas sampel (maksimum 12 huruf). 8. Masukkan cartridge mini vidas yang akan di <i>running</i> yang sudah terisi dengan sampel sebanyak 200 µl. 9. Tekan “Start” untuk memulai pemeriksaan. 10. Hasil akan dikeluarkan melalui <i>print out</i> pada alat.		
Unit Terkait	1. Instalasi Gawat Darurat 2. Instalasi Rawat Inap 3. Instalasi Rawat Jalan 4. Instalasi Laboratorium		