

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PEMERIKSAAN URINE LENGKAP		
	No. Dokumen 552.114/I-SPO/LAB/VI/2025	No. Revisi 02	Halaman 1 / 1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 02 Juni 2025	Ditetapkan Oleh : Direktur RS Prima Husada  dr. Nur Mazidah	
Pengertian	Suatu cara atau teknik pemeriksaan Urin Lengkap yang sesuai dengan ketentuan pemeriksaan secara kualitatif yang meliputi PH, protein, glukosa/reduksi, keton, bilirubin, Nitrit, Leukosit, Blood, Urobilinogen dan mikroskopik (sedimen urin) guna penyaringan diagnosis serta mengetahui perjalanan penyakit		
Tujuan	1. Untuk pemeriksaan urin rutin 2. Untuk mengetahui kelainan penyakit ginjal/ saluran kemih 3. Untuk mengetahui kelainan penyakit sistemik tertentu 4. Untuk memonitor perjalanan penyakit dan keberhasilan terapi 5. Untuk periksa volume, warna, kejernihan, bau(mikroskopik)		
Kebijakan	Peraturan Direktur Nomor 536/I-PDM/DIR/V/2025 Tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Prima Husada.		
Prosedur	A. Pemeriksaan Stick Urine 1. Masukkan Sampel Urine kedalam tabung Venoject sebanyak ¾ tabung. 2. Celupkan Stick UL kedalam tabung yang berisi Sampel Urine, angkat Stick UL baca hasilnya setelah 2 menit dengan cara membandingkan dengan Standar pada label Stick. 3. Pemeriksaan Stick UL meliputi : Berat Jenis , pH, Protein, Reduksi, Keton, Nitrit, Bilirubin, Urobilinogen, Eritrosit, Leukosit. B. Pemeriksaan Sediment Urine 1. Urine disentrifuge selama 10 menit dengan kecepatan 1300 RPM. 2. Buang supernatannya,ambil endapannya. 3. Teteskan 1 tetes endapan pada Objek Glass kemudian tutup dengan Cover Glass. 4. Periksa sedimen di bawah Mikroskop dengan Perbesaran Objektif 40x 5. Pemeriksaan Sedimen meliputi : a. Jumlah Eritrosit /lp b. Jumlah Lekosit /lp c. Jumlah Ephithel /lp d. Bakteri e. Jamur d. Kristal e. Silinder f. Trichomonas		
Unit Terkait	1. Instalasi Gawat Darurat 2. Instalasi Rawat Inap 3. Instalasi Rawat Jalan 4. Instalasi Laboratorium		