

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PEMERIKSAAN WIDAL		
	No. Dokumen 552.115/I-SPO/LAB/VI/2025	No. Revisi 02	Halaman 1 / 1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 02 Juni 2025	Ditetapkan Oleh : Direktur RS Prima Husada  dr. Nur Mazidah	
Pengertian	Suatu cara atau teknik pemeriksaan untuk mengetahui infeksi bakteri salmonella thyposa		
Tujuan	Untuk mengetahui adanya antibodi terhadap salmonella typhi dan paratyphi yang merupakan penyebab demam typhoid		
Kebijakan	Peraturan Direktur Nomor 536/I-PDM/DIR/V/2025 Tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Prima Husada.		
Prosedur	1. Siapkan objek glass dan tabung yang bersih dan kering. 2. Kemudian lakukan pengenceran Serum dengan cara dipipet 10 ul serum sampel + 70 ul NaCL 0,9% 3. Teteskan sampel serum sebanyak 10 [l dengan menggunakan mikropipet di tempat terpisah pada objek glass yang sama. 4. Pada tetesan I tambahkan 1 tetes R/ antigen salmonella typhi O 5. Pada tetesan II tambahkan 1 tetes R/ antigen salmonella typhi H 6. Pada tetesan III tambahkan 1 tetes R/ antigen salmonella paratyphi A 7. Pada tetesan IV tambahkan 1 tetes R/ antigen salmonella paratyphi B 8. Aduk masing-masing tetesan menggunakan batang pengaduk yang berbeda. 9. Goyang objek glass secara melingkar selama 1 menit. 10. Periksa dibawah mikroskop dengan perbesaran objektif 10 X, mengamati adanya aglutinasi. 11. Baca aglutinasi sesuai dengan interprestasi hasil Interpretasi Hasil Aglutinasi Widal : (-) Negatif : Tidak terjadi aglutinasi (+) 1/80 : Aglutinasi seperti pasir (+) 1/160 : Aglutinasi gumpalan sedang (+) 1/320 : Aglutinasi gumpalan besar		
Unit Terkait	1. Instalasi Gawat Darurat 2. Instalasi Rawat Inap 3. Instalasi Rawat Jalan 4. Instalasi Laboratorium		