

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA		PENGAWETAN SPESIMEN LABORATORIUM	
RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	No. Dokumen 552.123/I-SPO/LAB/VI/2025	No. Revisi 02	Halaman 1 / 1
STANDART PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 02 Juni 2025	Ditetapkan Oleh : Direktur RS Prima Husada  dr. Nur Mazidah	
Pengertian	Suatu tata cara pengawetan spesimen setelah dilakukan pemeriksaan dengan cara yang benar dan sesuai ketentuan.		
Tujuan	1. Sebagai Acuan Dalam Pengawetan Spesimen Laboratorium. 2. Untuk persiapan apabila sewaktu-waktu dibutuhkan untuk pemeriksaan lebih lanjut.		
Kebijakan	Peraturan Direktur Nomor 536/I-PDM/DIR/V/2025 Tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Prima Husada.		
Prosedur	1. Pisahkan serum dengan spesimen darah yang telah dilakukan pemeriksaan. 2. Masukkan serum ke dalam sampel cup, kemudian beri label identitas pasien. 3. Masukkan ke dalam freezer / Lemari Es. 4. Lakukan penyimpanan spesimen sebagai berikut a. Untuk spesimen kimia rutin, Imunologi serologi penyimpanan / pengawetan pada suhu 2 - 8°C selama 3 hari, jika disimpan pada suhu -20°C selama 1 minggu. b. Untuk spesimen urin diawetkan dalam suhu 2 - 8°C (urin tampung) c. Untuk spesimen darah lengkap penyimpanan / pengawetan dilakukan 1 x 24 jam dengan suhu 2 - 8°C (dikarenakan stabilitas untuk pemeriksaan darah lengkap tidak boleh lebih dari 24 jam). d. Untuk Spesimen yang dirujuk, disimpan hingga hasil dari laboratorium rujukan diterima, cara penyimpanan spesimen sesuai dengan point (a.) Semua spesimen harus berada dalam wadah yang tertutup		
Unit Terkait	1. Instalasi Laboratorium		