

|                                                                                                                           |                                                                           |                  |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|  <div>RUMAH SAKIT<br/>PRIMA HUSADA</div> | Pengerjaan Prosesing Histopatologi, Hasil Operasi,<br>Biopsi, dan Kerokan |                  |                  |
|                                                                                                                           | No. Dokumen<br>552.9/I-SPO/LAB/VI/2025                                    | No. Revisi<br>03 | Halaman<br>1 / 2 |

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                         |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| STANDAR<br>PROSEDUR<br>OPERASIONAL | Tanggal terbit:<br>02 Juni 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ditetapkan Oleh :<br>Direktur RS Prima Husada<br><br>dr. Nur Mazidah |
| Pengertian                         | Pengerjaan Pemeriksaan terhadap Organ / Jaringan yang mengalami kelainan Patologis secara Mikroskopik.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                         |
| Tujuan                             | Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk menentukan diagnosa histopatologis kelainan Organ / Jaringan meliputi: penentuan Ganas / Jinak, Tipe / Jenis, Radikalitas dan Metastase.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                         |
| Kebijakan                          | Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor 536/I-PDM/DIR/V/2025 tentang Pedoman Pelayanan Laboratorium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                         |
| Prosedur                           | <p><b>Hari ke-1</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>Periksa jaringan yang diterima dan sesuaikan dengan Identitas Pasien.</li><li>Belah jaringan yang berukuran besar.</li><li>Masukkan jaringan sesegera mungkin (&lt;30 menit) dalam wadah yang berukuran sesuai agar dapat terendam Buffer Formalin 10% dengan volume minimal 5x bahan jaringan tersebut.</li><li>Cuci Tangan setelah mengerjakan pemotongan gross.</li></ol> <p><b>Hari ke-2</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>Rendam sediaan dalam 18 Jam.</li></ol> <p><b>Hari ke-3</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>Potong jaringan yang telah difiksasi sempurna dengan ketebalan 2-3 mm.</li><li>Masukkan potongan jaringan tersebut dalam kaset dan tutup.</li><li>Beri Nomor blok sesuai dengan nomor lab.PA.</li><li>Masukkan jaringan dalam kaset tersebut ke dalam formalin 10% buffer Fosfat/ Alkohol.</li><li>Lakukan dekalsifikasi untuk tulang.</li><li>Lakukan tahap prosesing :<ol style="list-style-type: none"><li>Penyempurnaan fiksasi.</li><li>Dehidrasi</li><li>Clearing</li><li>Inpregnasi.</li></ol></li><li>Lakukan Embedding jaringan dan nomor blok.</li><li>Pastikan nomor blok masih jelas.</li><li>Dinginkan pada lempeng pendingin.</li><li>Potong paraffin blok menggunakan microtom.</li><li>Paparkan pita paraffin tersebut pada pemanas air.</li><li>Lakukan deparafinisasi dan rehidrasi dengan air kran.</li><li>Lakukan pulasan HE.</li><li>Lakukan mounting.</li><li>Beri nomor pada slide sesuai nomor blok.</li></ol> <p><b>Hari ke-4</b></p> |                                                                                                                                                         |

|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|  <div>RUMAH SAKIT<br/>PRIMA HUSADA</div> | PENGERJAAN PROSESING HISTOPATOLOGI, HASIL OPERASI,<br>BIOPSI, DAN KEROKAN                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                  |
|                                                                                                                           | No. Dokumen<br>552.9/I-SPO/LAB/VI/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                           | No. Revisi<br>03 | Halaman<br>1 / 2 |
|                                                                                                                           | <p>21. Serahkan slide sediaan ke DPJP Histo PA pada hari itu untuk di diagnosa.</p> <p><b>Hari Ke-5</b></p> <p>22. Serahkan konsep hasil diagnosa ke bagian pengetikan</p> <p><b>Hari ke-6.</b></p> <p>23. Hasil sudah siap diambil penderita.</p> <p>24. Seluruh proses pengerjaan Histopatologi diselesaikan dalam 6 Hari.</p> |                  |                  |
| Unit Terkait                                                                                                              | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Instalasi Rawat Inap</li><li>2. Instalasi Gawat Darurat</li><li>3. Instalasi Rawat Jalan</li><li>4. Instalasi Laboratorium</li></ol>                                                                                                                                                    |                  |                  |